

3M KARTA TECHNICZNA PRODUKTU 3M TECHNICAL DATA SHEET

3M™ Steri-Strip™

**Hypoalergiczne przylepne paski do zbliżania
brzegów ran (do zamykania ran)**



Opis produktu

3M™ Steri-Strip™ to sterylne paski do zamykania ran wykonane z porowatej poliestrowej włókniny, wzmocnione wytrzymałą nicią jedwabną dla lepszego zbliżenia brzegów rany. Paski umożliwiają normalne oddychanie skóry (są przepuszczalne dla pary wodnej i tlenu). Paski pokryte są akrylowym hipoalergicznym klejem hydrofilowym. Klej posiada wysoką przylepność do skóry i wysoką przepuszczalność dla pary wodnej. Paski dostarczane są na sztywnym nośniku zabezpieczającym pokrytym silikonem.

Przeznaczenie

3M™ Steri-Strip™ są przeznaczone do bezurazowego zamykania ran. Mocny klej na paskach zapewnia zbliżenie rany do czasu zagojenia. Paski - jako metoda nieinwazyjna - zmniejszają ryzyko infekcji. Zapewniają osiągnięcie rezultatów kosmetycznych wysokiej jakości (w chirurgii plastycznej i dziecięcej) a także sprawdzają się przy drobnych skaleczeniach czy w przypadku cięć chirurgicznych.

Proponowane zastosowanie

- o idealne zastąpienie szwów nićmi chirurgicznymi oraz zszywek
- o rany po laparoskopii i artroskopii
- o zaopatrzenie miejsc po usunięciu cewnika z żyły centralnej
- o rany po biopsji
- o drobne rany cięte
- o nagła pomoc w ambulatorium
- o chirurgia plastyczna
- o chirurgia dziecięca
- o rany na odkrytych częściach ciała
- o pierwotne zamknięcie ran lub wzmocnienie skóry po wczesnym usunięciu szwów lub zszywek.

Budowa/skład

Paski: elastyczna włóknina poliestrowa wzmocniona włóknami z syntetycznego jedwabiu

Nośnik: pokryty silikonem

Opakowanie jednostkowe z folii polietylenowej (folia-folia).

Potencjalne efekty zdrowotne

Kontakt z oczami

brak efektu

Kontakt ze skórą

brak efektu

Inhalacja

brak efektu

Spożycie drogą pokarmową

dolegliwości brzuszne.

Pierwsza pomoc

Kontakt z oczami

brak potrzeby udzielania pierwszej pomocy

Kontakt ze skórą

brak potrzeby udzielania pierwszej pomocy

Inhalacja

brak potrzeby udzielania pierwszej pomocy

Spożycie drogą pokarmową

Nie prowokuj wymiotów, chyba, że wskazane przez lekarza. Podaj 2 szklanki wody do wypicia. Zasięgnij opinii lekarza.

Przeciwwskazania

Nie stosuj na rany silnie krwawiące. Paski Steri-Strip nie zastępują szycia tkanek podskórnych.

Sposób użycia

1. Odklej paski z nośnika starając się trzymać odklejone paski jak najbardziej pionowo – zapobiega to ich zwijaniu.
2. Przyklej w poprzek zbliżonych brzegów rany.
3. Steri-Strip nie wymaga odklejania. Odkleją się samoistnie po zagojeniu się rany.
4. W przypadku konieczności odklejania - odklejaj pod kątem 180 stopni wspomagając skórę lub pociągając w kierunku zewnętrznym.

Czas stosowania

Paski nie mają ograniczeń czasowych stosowania.

Przechowywanie i okres ważności

Przechowuj w warunkach wilgotności względnej < 50% i temperatury pokojowej (15°-30°C) oraz chroń przed bezpośrednim działaniem światła.

Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu jednostkowym i handlowym.

Klasyfikacja

Paski 3M™ Steri-Strip™ są sklasyfikowane jako wyroby medyczne klasy I sterylne.

Postać i opakowanie

Steri - Strip Wzmocnione		
Numer katalogowy	Rozmiar (ilość pasków w kopercie)	Ilość kopert w opakowaniu handlowym
1540R	3 x 75mm (koperta a'5 pasków)	50
1541R	6 x 75mm (koperta a'3 paski)	50
1542R	6 x 38mm (koperta a'6 pasków)	50
1546R	6 x 100mm (koperta a'10 pasków)	50
1547R	12 x 100mm (koperta a'6 pasków)	50
1548R	25 x 125mm (koperta a'4 paski)	25