

Instrumenty APC

APCapplicator

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 35 mm, sztywny, Elektroda szpatułkowa

ReMode, with connecting cable 3 m



No. 20132-250



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 35 mm, sztywny, Elektroda igłowa

ReMode, with connecting cable 3 m



No. 20132-251



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 100 mm, sztywny, Elektroda szpatułkowa

ReMode, with connecting cable 3 m



No. 20132-252



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

dot.poz.3

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 100 mm, sztywny, Elektroda igłowa

ReMode, with connecting cable 3 m



No. 20132-253



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

Instrumenty APC

APCapplicator

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 350 mm, sztywny, Elektroda szpatułkowa



dot.poz.4

No. 20132-254



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 350 mm, sztywny, Elektroda igłowa



No. 20132-255



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

APCapplicator, z filtr membranowy, płaszcz 100 mm, giętą, 1 przyciskiem (koagulacji)



No. 20132-256



= 5

4.3 kVp



30132-478



STERILE EO

Adapter do podłączenia do APC 2 ze standardowym gniazdem APC



No. 20132-249



= 1

4.3 kVp



30132-491

max 95 °C

max 138 °C