

Akaspray

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

- na bazie mieszaniny alkoholi
- szybki czas działania – od 30 sekund
- pełna skuteczność bójcza
- bez aldehydów i fenoli
- szeroka kompatybilność materiałowa
- szybko wysycha, ma przyjemny zapach

CE 2195

WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA
GOTOWY DO UŻYCIA



OPAKOWANIE

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD EAN	NUMER REF
	9 x BUTELKA 5 spryskiwaczy do butelki 1l	8684539641723	S-M.AKA.4.0001
	4 x KANISTER	8684539641730	S-M.AKA.4.0002



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Akaspray

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Akaspray jest przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, których dezynfekcja jest wymagana, w każdym miejscu świadczenia opieki zdrowotnej, takim jak sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii, oddziały opieki nad pacjentem, oddziały noworodkowe, kliniki stomatologiczne, laboratoria. Akaspray jest kompatybilny z urządzeniami / wyposażeniem medycznym wykonanym z polistyrenu, stali nierdzewnej, PVC, poliwęglanu, ceramiki, ABS, silikonu, HDPE, gumy i szkła. Nadaje się do szybkiej dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni z wyjątkiem szkła akrylowego i powierzchni wrażliwych na alkohol.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Wygodna forma aplikacji preparatu
- Po użyciu szybko wysycha i nie pozostawia śladów na dezynfekowanych powierzchniach
- Skuteczny wobec szczepów MDRO
- Może być stosowany na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych
- Wykazuje szeroką kompatybilność materiałową, idealny do dezynfekcji wszelkich powierzchni medycznych typu łóżka, fotele zabiegowe, sprzęt rehabilitacyjny

SKŁAD

Etanol 50% (v/v), izopropanol 10% (v/v), Propionian didecylmetylopoli(oksyetylo)amonowy 0,05%(v/v), substancje zapachowe

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA

Działanie	Czas
Bakterie (w tym MRSA, VRE, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Salmonella typhimurium)	30 sekund
Grzyby (C.albicans, A. niger)	30 sekund
Prątki (M.terrae)	30 sekund
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	1 minuta

SPOSÓB UŻYCIA

W celu zdezynfekowania nanieść preparat Akaspray na powierzchnię wyrobów medycznych bezpośrednio z odległości 30-40 cm lub za pomocą czystej ściereczki dokładnie ją pokrywając. Odczekać wymagany czas działania.

OKRES WAŻNOŚCI

Termin ważności preparatu wynosi 2 lata od daty produkcji



WYTWÓRCA

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel
Cd. No: 8/3 Esenyurt
İstanbul, Turkey
www.detrox.com.tr



IMPORTER

Polmil sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl