

Jednorazowe suche ściereczki SITEC 110/P

Jednorazowe suche chusty SITEC® SITEC® Wipes System



Charakterystyka produktu

Chusty SITEC Wipes System mają uniwersalne zastosowanie, głównie do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni oraz delikatnych sprzętów medycznych z możliwością nasączenia ich dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, a także do utrzymania czystości skóry pacjenta poprzez jej osuszanie lub mycie w połączeniu z dowolnymi środkami pielęgnacyjnymi, a także do zachowania higieny skóry personelu szpitalnego. Ściereczki te są przeznaczone wyłącznie do kontaktu ze skórą niezmienioną chorobowo i u osób bez alergii na składniki produktu.

Opis produktu

- Uniwersalne suche chusty do użycia na sucho i na mokro.
- Wykonane z wysokiej jakości niepylącej włókniny o bardzo wysokim współczynniku absorpcji.
- Przenośne, poręczne pojemniki dozujące gwarantują pełną mobilność.
- Szczelne zamknięcie chroni nasączone chusty przed wysychaniem.
- Pojemnik dozujący zapewnia kontrolę dozowania.
- Kodowane kolorystycznie pokrywy dozujące.
- Etykieta bezpieczeństwa dołączona do każdej rolki.

Zastosowanie

- Do nasączania wybranym środkiem gotowym do użycia lub roztworem roboczym środka dezynfekującego w wybranym stężeniu
- Do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych
- Do osuszania powierzchni wyrobów medycznych
- Do mycia i osuszania ciała po zastosowaniu wybranego środka pielęgnacyjnego

Środki ostrożności i przeciwwskazania:

- Wyrób jednorazowy – w przypadku powtórnego użycia występuje zagrożenie przeniesienia i rozprządzenia zanieczyszczeń
- Nie stosować do kontaktu ze skórą zmienioną chorobowo i u osób z alergią na składniki produktu

Postępowanie z odpadem:

- Zużyte chusty są odpadem i należy postępować wg procedury postępowania z odpadami medycznymi (wg § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi)

BARNEO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomysl
tel. 61 44 28 140
NIP 788-197-62-12; REG. 301400844

Instrukcja stosowania



- Zdejmij pokrywę pojemnika dozującego. Stosowanie rękawic przy nasączeniu chust zależy od wskazań producenta środka nasączającego.
- Zdejmij folię zabezpieczającą, rozpakuj rolkę i umieść ją w pojemniku.
- Napełnij dozownik gotowym do użycia środkiem lub roztworem roboczym środka o wymaganym stężeniu w ilości min. 2L.
- Przeciągnij pierwszą chusteczkę przez otwór dozujący w pokrywie i zamknij pojemnik. Po upływie min. 30 minut chusteczki są w pełni nasączone i gotowe do użycia.
- Opisz etykietę bezpieczeństwa, która jest dołączona do każdej rolki i naklej ją na pojemnik we wskazanym miejscu. Zmieniaj etykietę przy ponownym nasączeniu. Chusteczki po nasączeniu mogą być używane przez okres 28 dni.
- Pojemnik dozujący jest wielokrotnego użycia z możliwością dezynfekcji w temp. do 85°C (również maszynowo).

Przechowywanie:

- W oryginalnym opakowaniu
- Przed nasączeniem chust należy zapoznać się z etykietą oraz przestrzegać zaleceń producenta użytej substancji.

Producent:

Barneo Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl
tel./fax 61 44 28 140
www.barneo.pl

BARNEO
PRODUKT CZYŚCIW PRZEMYSŁOWYCH

BARNEO
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 28 140
NIP 788-197-62-12; REG. 301400844