

Detro[®] San AF

**Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat
do szybkiej dezynfekcji
powierzchni wyrobów medycznych**

- bardzo dobre właściwości myjące
- szybki czas działania – 1 minuta
- skuteczny wobec szczepów MDRO
- przebadany wg normy EN 16615
- szeroka kompatybilność materiałowa
- do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG



CE 2195



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIA

GOTOWY DO UŻYCIA



OPAKOWANIE:

| TYP OPAKOWANIA | OPAKOWANIE ZBIORCZE | NUMER REF |
|---|---|----------------|
|  750 ml | 9 x BUTELKA ze spryskiwaczem | S-M.DET.4.0015 |
|  1 L | 9 x BUTELKA 5 spryskiwaczy dwufunkcyjnych do butelki 1 l | S-M.DET.4.0008 |
|  5 L | 4 x KANISTER | S-M.DET.4.0007 |



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro® San AF

Gotowy do użycia, bezalkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro® San AF przeznaczony jest do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, w tym inkubatorów, stetoskopów, kozetek, sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek i innych mebli medycznych. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów. Detro® San AF jest kompatybilny ze szkłem, plexą, akrylem, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Bez zawartości aldehydu, fenolu i alkoholu, na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych
- Skuteczność w warunkach brudnych
- Szerokie spektrum skuteczności mikrobiologicznej
- Ekonomiczne zużycie dzięki rozpylaczowi, który może dozować produkt w formie piany
- Skuteczny wobec szczepów MDRO
- Kompatybilny z systemem suchych chust, zapewniającym komfort codziennej pracy i najwyższy standard higieniczny

SKŁAD:

Bis 3-aminopropylododecylamoniowa, chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy, substancje pomocnicze.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

Bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory do 1 minuty.

| DZIAŁANIE | NORMA | CZAS |
|--|----------|----------|
| Bakterie (w tym MDRO: MRSA, VRE, A. baumannii) | EN 13727 | 1 minuta |
| Bakterie, grzyby (C. albicans) | EN 16615 | 1 minuta |
| Grzyby (C. albicans, A. niger) | EN 13624 | 1 minuta |
| Prątki (M. avium, M. terrae) | EN 14348 | 1 minuta |
| Wirusy (Polio, Adeno, Noro) | EN 14476 | 1 minuta |
| Spory (B. subtilis) | EN 13704 | 1 minuta |

SPOSÓB UŻYCIA:

W celu zdezynfekowania powierzchni należy nanieść preparat Detro® San AF na powierzchnię bezpośrednio lub za pomocą czystej ściereczki / ręcznika papierowego. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia efektu bójczego. Wydajność preparatu 50ml/m². Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.