

Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm



- ✓ Podtrzymuje opatrunki
- ✓ Jednokrotnego użytku
- ✓ Niejałowa
- ✓ Możliwość sterylizacji
- ✓ Zapakowana w papier powlekany polietylenem
- ✓ 150 sztuk w kartonie zbiorczym

Opis produktu

Opaska dziana podtrzymująca służy wyłącznie do podtrzymywania opatrunków poprzez kontakt powierzchniowy ze skórą, nie bezpośrednio na ranę. Wyrób nie zawiera produktu leczniczego, substancji krwio pochodnych, ani tkanek pochodzenia ludzkiego czy zwierzęcego. Opaska dziana podtrzymująca jest jednokrotnego użytku, a maksymalny czas używania to czas do momentu zmiany opatrunku. Produkt może być sterylizowany metodą parową, gazową i radiacyjną. Opaska dziana podtrzymująca zapakowana jest jednostkowo w papier powlekany polietylenem, a następnie w opakowanie zbiorcze liczące 150 sztuk produktu.



Produkt jest wyrobem medycznym.



Produkt został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



Specyfikacja

Nazwa	Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm
Producent	Biomar Sp. z o.o.
Termin przydatności	5 lat
Długość	4 m ± 0,4 m
Szerokość	10 cm ± 1,0 cm
Materiał	Wiskoza, papier PE
Pojedyncze lub wielokrotne użycie	Jednorazowego użytku
Certyfikaty	CE, MD
Klasa i reguła wyrobu	Klasa I, wg reguły I
Rozporządzenie	MDR (EU) 2017/745
Instrukcje dotyczące przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Instrukcje dotyczące utylizacji produktu	Usuwać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku skażenia usuwać jako odpady medyczne.
Instrukcje dotyczące utylizacji opakowań	Opakowania można poddawać recyklingowi lub wyrzucać zgodnie z zasadą segregacji odpadów.

Charakterystyka i oznaczenie opakowania jednostkowego:



Oznakowanie zgodności CE



Producent



Użyć do daty



Kod partii



Niesterylny



Trzymać z daleka od światła słonecznego



Chronić przed wilgocią



Nie używać powtórnie




Wyrób medyczny



Mieszane

Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm



- ✓ Podtrzymuje opatrunki
- ✓ Jednokrotnego użytku
- ✓ Niejałowa
- ✓ Możliwość sterylizacji
- ✓ Zapakowana w papier powlekany polietylenem
- ✓ 100 sztuk w kartonie zbiorczym

Opis produktu

Opaska dziana podtrzymująca służy wyłącznie do podtrzymywania opatrunków poprzez kontakt powierzchniowy ze skórą, nie bezpośrednio na ranę. Wyrób nie zawiera produktu leczniczego, substancji krwiopochodnych, ani tkanek pochodzenia ludzkiego czy zwierzęcego. Opaska dziana podtrzymująca jest jednokrotnego użytku, a maksymalny czas używania to czas do momentu zmiany opatrunku. Produkt może być sterylizowany metodą parową, gazową i radiacyjną. Opaska dziana podtrzymująca zapakowana jest jednostkowo w papier powlekany polietylenem, a następnie w opakowanie zbiorcze liczące 100 sztuk produktu.



Produkt jest wyrobem medycznym.



Produkt został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.



Specyfikacja

Nazwa	Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm
Producent	Biomar Sp. z o.o.
Termin przydatności	5 lat
Długość	4 m \pm 0,4 m
Szerokość	15 cm \pm 1,5 cm
Materiał	Wiskoza, papier PE
Pojedyncze lub wielokrotne użycie	Jednorazowego użytku
Certyfikaty	CE, MD
Klasa i reguła wyrobu	Klasa I, wg reguły I
Rozporządzenie	MDR (EU) 2017/745
Instrukcje dotyczące przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Instrukcje dotyczące utylizacji produktu	Usuwać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku skażenia usuwać jako odpady medyczne.
Instrukcje dotyczące utylizacji opakowań	Opakowania można poddawać recyklingowi lub wyrzucać zgodnie z zasadą segregacji odpadów.

Charakterystyka i oznaczenie opakowania jednostkowego:



Oznakowanie zgodności CE



Producent



Użyć do daty



Kod partii



Niesterylny



Trzymać z daleka od światła słonecznego



Chronić przed wilgocią



Nie używać повторно




Wyrób medyczny



Mieszane

Opaska elastyczna uciskowa z zapinką 5 m x 10 cm



- ✓ Podtrzymuje opatrunki, uciska, usztywnia kontuzje
- ✓ Wielokrotnego użytku
- ✓ Niejałowa
- ✓ Możliwość sterylizacji
- ✓ Zapakowana w papier powlekany polietylenem
- ✓ 100 sztuk w kartonie zbiorczym

Opis produktu

Opaska elastyczna uciskowa służy wyłącznie do podtrzymywania opatrunków, usztywniania kontuzji oraz jest pomocna przy problemach żylnych. Opaska elastyczna ma powierzchniowy kontakt ze skórą, nie stosować bezpośrednio na ranę. Wyrób nie zawiera produktu leczniczego, substancji krwiopochodnych, ani tkanek pochodzenia ludzkiego czy zwierzęcego. Opaska elastyczna jest wielokrotnego użytku po uprzednim praniu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Produkt może być sterylizowany metodą gazową i radiacyjną. Opaska elastyczna uciskowa zapakowana jest jednostkowo w papier powlekany polietylenem, a następnie w opakowanie zbiorcze liczące 100 sztuk produktu.




Produkt jest wyrobem medycznym.



Produkt został zbadany przez producenta i uznany za spełniający wymogi UE dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Nr ref: BOEP105



Specyfikacja

Nazwa	Opaska elastyczna uciskowa z zapinką 5 m x 10 cm
Producent	Biomar Sp. z o.o.
Termin przydatności	5 lat
Długość w stanie naprężonym	5 m \pm 0,2 m
Długość po relaksacji	150 cm \pm 10%
Szerokość	10 cm \pm 0,5 cm
Materiał	Bawełna, elastil, lycra/dorlastan, papier PE
Pojedyncze lub wielokrotne użycie	Wielokrotnego użytku
Certyfikaty	CE, MD
Klasa i reguła wyrobu	Klasa I, wg reguły I
Rozporządzenie	MDR (EU) 2017/745
Instrukcje dotyczące przechowywania	Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Instrukcje dotyczące utylizacji produktu	Usuwać wraz z odpadami komunalnymi. W przypadku skażenia usuwać jako odpady medyczne.
Instrukcje dotyczące utylizacji opakowań	Opakowania można poddawać recyklingowi lub wyrzucać zgodnie z zasadą segregacji odpadów.

Oznaczenie opakowania jednostkowego:



Oznakowanie zgodności CE



Producent



Użyć do daty



Kod partii



Niesterylny



Trzymać z daleka od światła słonecznego



Chronić przed wilgocią



Wyrób medyczny



Mieszane




Wrzuć do kosza

KOMPRESY GAZOWE

Sterylny/Niesterylny

właściwości:

- hipoalergiczne
- testowane dermatologicznie
- biokompatybilne zgodnie z normą ISO 10993,
- wykonane w 100% hydrofilowej bawełny, zgodnie z europejską normą EN14079
- posiadają certyfikat Better Cotton.
- mikrobiologicznie czyste
- bez lateksu



sposób pakowania (niesterylny):

Opakowanie jednostkowe: folia (100szt.)

Opakowanie handlowe: folia (100szt.)

Opakowanie zbiorcze (karton): rozm. 5x5 - 56 op.; 7,5x7,5 - 175 op.; 10x10 - 90 op.

sposób pakowania (sterylny):

Opakowanie jednostkowe: blister-pack (3szt.) lub (5 szt.)

Opakowanie handlowe: blister-pack (3szt.)

Opakowanie zbiorcze (karton): rozm. 5x5 - 750 op.; 7,5x7,5 - 540 op.; 10x10 - 360 op.

Producent: Albino Dias De Andrade S.A.

Numery katalogowe:

Nazwa	Numer katalogowy:
Kompres gazowy niesterylny 5X5 13N 8W (A.100 szt.)	86130005050800
Kompres gazowy niesterylny 7,5X7,5 13N 8W (A.100 szt.)	86130075750800
Kompres gazowy niesterylny 10X10 13N 8W (A.100 szt.)	86130010100800
Kompres gazowy niesterylny 5X5 17N 8W (A.100 szt.)	00170005050899
Kompres gazowy sterylny 17N 8W 5X5 (A.3szt.)	86170305050800
Kompres gazowy sterylny 17N 8W 7,5X7,5 (A.3szt.)	86170375750800
Kompres gazowy sterylny 17N 8W 10X10 (A.3szt.)	86170310100800
Kompres gazowy sterylny 17N 8W 7,5X7,5 (A.5szt.)	8617057575800
Kompres gazowy sterylny 17N 12W 10x20 (A.3szt.)	86170310201200




MASKA MEDYCZNA

niesterylna

właściwości:

- pełnobarierowa
- kolor niebieski
- wykonana z trzech warstw włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g każda, w tym wewnętrznej filtracyjnej, typu II
- z wkładką modelującą na nos i z zakładkami w części centralnej umożliwiającej dopasowanie do kształtu twarzy
- wymiary maski: ok. 17,5cm x 9,5cm
- długość uchwytów mocujących: ok. 17 cm
- długość wkładki modelującej: ok. 10,5 cm
- szerokość uchwytu modelującego: ok. 1,5 cm
- wyrób medyczny klasa I ; oznakowany CE ; zgodne z normą EN 14683
- maski pakowane po 50 szt. w kartonik pełniący funkcję dyspensera



wersje:

- na gumkę
- na troki

sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 50 szt. karton
opakowanie zbiorcze: 2000 szt. karton

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy: na gumkę PM12011, na troki PM12010



OCHRANIACZE FOLIOWE NA OBUWIE

niejałowe

właściwości:

- medyczne ochraniacze na obuwie
- wykonane z folii PE o gramaturze 1,8g/m²
- stanowią barierę dla wilgoci i chronią przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń, w których wymaga się zachowania czystości
- rozmiar uniwersalny
- z gumowym ściągaczem
- kolor niebieski



sposób pakowania:

opakowanie handlowe: 100 szt. folia
opakowanie zbiorcze: 2000 szt. karton

Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.
Numer katalogowy: PM12029



NEUPLAST

KARTA KATALOGOWA NP - 00200

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 0,2L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu owal, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po zapełnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez dociśnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.



Details:	
Pojemność	0,2L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	116 mm
Wysokość całkowita	121 mm
Otwór wrzutowy	25 mm
Szerokość podstawy górnej	Owal 75 mm x 40 mm
Szerokość podstawy dolnej	Owal 70 mm x 35 mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 40 szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Dane producenta:

Neuplast Sp. z o.o. Mickiewicza str. 37/58, 01-625 Warszawa, Polska

Neuplast Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP 531-169-59-17
KRS 0000657474

Zakład produkcyjny
Neuplast Sp. z o.o.
ul. Gdańska 52
05-152 Łomna / Czosnów

www.neuplast.pl
info@neuplast.pl
biuro@neuplast.pl
faktury@neuplast.pl

NEUPLAST

KARTA KATALOGOWA NP - 00700

POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 0,7L

OPIS:

Pojemnik przeznaczony do zbiórki odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.

Cechy:

- pojemnik typu wiadro, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymały na przypadkowe przekłucie
- otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia ułatwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki
- otwór wrzutowy wyposażony w dodatkowe paski utrudniające wydostanie się zawartości pojemnika na zewnątrz
- możliwość wyłamania pasków w celu powiększenia otworu wrzutowego
- oznakowany naklejką ostrzegawczą zgodną z aktualnymi wymogami
- pojemnik po zapelnieniu do 2/3 wysokości należy szczelnie zamknąć poprzez dociesnięcie wieka pojemnika oraz wieka otworu wrzutowego i przekazać do utylizacji.



Details:	
Pojemność	0,7L
Kolor	Czerwony, Żółty, Niebieski
Tworzywo	Polipropylen
Wysokość wewnętrzna	116 mm
Wysokość całkowita	121 mm
Otwór wrzutowy	80x55 mm
Szerokość podstawy górnej	109 mm
Szerokość podstawy dolnej	80 mm
Sposób utylizacji	Spalanie
Opakowanie	Pakowanie po 70 szt. w kartony (391x287x294)

Oferowany wyrób jest zgodny z powyższym opisem i spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Pojemnik posiada pozytywną opinię Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH B.BB.610.3.2023

Dane producenta:

Neuplast Sp. z o.o. Mickiewicza str. 37/58, 01-625 Warszawa, Polska

Neuplast Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa
NIP 531-169-59-17
KRS 0000657474

Zakład produkcyjny
Neuplast Sp. z o.o.
ul. Gdańska 52
05-152 Łomna / Czosnów

www.neuplast.pl
info@neuplast.pl
biuro@neuplast.pl
faktury@neuplast.pl

Warszawa, dnia 26.09.2023 r.

B.BB.610.3.2023

Neuplast Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

OPINIA

Dotyczy: dotyczy pojemników o pojemności 0,2 l; 10 l przeznaczonych do gromadzenia zużytego sprzętu medycznego (igieł, strzykawek, wenflonów, rękawiczek jednorazowego użytku) i/lub organicznych odpadów medycznych.

Charakterystyka pojemników (zgodnie z deklaracją producenta):

1. Pojemniki przeznaczone są do zbierania odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach i/lub organicznych odpadów medycznych.
2. Pojemniki o pojemności 0,2 l; 10 l są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego polipropylenu (Moplen HP648T).
3. Pojemniki o pojemności 0,2 l; 10 l składają się z pojemnika głównego typu wiadro, wieka szczelnie zatrzaskiwanego na pojemniku głównym oraz małej przykrywki służącej do przemykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po wypełnieniu pojemnika.
4. Pojemniki o pojemności 0,2 l; 10 l w pokrywie mają wycięty otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia o specjalnym kształcie umożliwiające bezpieczne, bezdotykowe oddzielanie igieł od strzykawek.
5. Po napełnieniu pojemników do 2/3 objętości i szczelnym zamknięciu, pojemniki przekazuje się w całości do spalania.
6. Pojemniki są oznakowane etykietą ostrzegawczą spełniającą wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 roku w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Przedstawione do oceny pojemniki zgodnie z deklaracją producenta wykazują następujące zalety:

- są odporne na przypadkowe przekłucie;
- konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczną zbiórkę zużytych igieł, strzykawek i innych odpadów medycznych;
- wieko gwarantuje szczelne zamknięcie pojemników;
- pojemniki mogą być utylizowane przez spalanie.

Pojemniki na odpady medyczne o pojemności 0,2 l; 10 l przedstawione do oceny przez firmę Neuplast Sp. z o. o. mogą być stosowane w zakładach udzielających świadczeń zdrowotnych, do prowadzenia zbiórki niebezpiecznych odpadów medycznych: zużytych igieł, wenflonów, strzykawek, rękawiczek jednorazowego użytku itp.

Opinia została wydana na podstawie:

1. Karty katalogowej Pojemnik na odpady medyczne 0,2 l.
2. Karty katalogowej Pojemnik na odpady medyczne 10 l.
3. Karty charakterystyki polipropylenu Moplen HP648T zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ws. REACH. Data aktualizacji 12.04.2015 r. Wersja 1.1.
4. Karty charakterystyki Koncentrat barwiący czerwony W4-16. Data aktualizacji 11.08.2020.
5. Wzorów etykiet przeznaczonych do naklejania na pojemniki na odpady medyczne opracowanej przez producenta.

Uwagi:

1. W przypadku odpadów medycznych należy postępować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017; poz. 1975) i innymi obowiązującymi przepisami.
2. Na każdym pojemniku należy umieszczać etykietę załączoną do wniosku o wydanie opinii.
3. Załączone wzory etykiet są integralną częścią opinii.

Powyższa opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego dotycząca pojemników na odpady medyczne o pojemności 0,2 l; 10 l produkowanych przez firmę Neuplast Sp. z o. o. przeznaczonych do zbierania zużytego sprzętu medycznego, w tym niebezpiecznych odpadów medycznych: igieł, wenflonów, strzykawek, rękawiczek jednorazowego użytku itp. jest ważna do **26.09.2026 r.**

KIEROWNIK PRACOWNI
Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych
Zakład Bakteriologii
i Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP PZH - PIB
Dr Agnieszka Chojcka

Załącznik – Wzory etykiet do umieszczania na pojemnikach na odpady medyczne.

UWAGA!
Po odpadach do 275 litrów
pojemnik zawiera znak
i przekaźnik do unieszkodliwiania

NEUPLAST

MATERIAL ZAKAŻNY DLA LUDZI
The materials infectious to humans

0,2L

Nazwa wytwórcy odpadów medycznych
Medical Waste Producer

Kod odpadów medycznych
Code of medical waste

Godzina i data rozpoczęcia
Time and date of commencement

Godzina i data zamknięcia
Time and date of closing

Organ Rejestrowy/ Nr. Rejestrowy
Registration authority/ Registration number

REGON

Neuplast Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
tel +48 721 859 814, www.neuplast.pl, info@neuplast.pl

UWAGA!
Po odpadach do 275 litrów
pojemnik zawiera znak
i przekaźnik do unieszkodliwiania

NEUPLAST

MATERIAL ZAKAŻNY DLA LUDZI
The materials infectious to humans

10L

Nazwa wytwórcy odpadów medycznych
Medical Waste Producer

Kod odpadów medycznych
Code of medical waste

Godzina i data rozpoczęcia
Time and date of commencement

Godzina i data zamknięcia
Time and date of closing

Organ Rejestrowy/ Nr. Rejestrowy
Registration authority/ Registration number

REGON

Neuplast Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
tel +48 721 859 814, www.neuplast.pl, info@neuplast.pl