

Kanki odsysające & Zestawy do odsysania



Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

Kanki odsysające & Zestawy do odsysania

Specyfikacja:

Oferowane produkty są używane do odsysania krwi oraz innych płynów ustrojowych podczas operacji chirurgicznych. Wyrób musi być podłączony do zewnętrznego źródła ssania. Produkt może być dostarczony w postaci samej kanki lub wraz z drenem. Kanka może być przyłączona do każdego standardowego rodzaju drenu łączącego. Wszystkie kanki występują w formie prostej oraz zagiętej.

Mogą być wyposażone w kontrolę ssania lub nie. Mogą być wyposażone w kulkę lub nie. Dostępne są trzy rodzaje kanek – kanka sztywna z kulką, kanka sztywna lub kanka standardowa.

Kanki odsysające są dostępne w różnych rozmiarach – od 10 do 32 (w skali Charrier'a).

Zestawy do odsysania składają się z dowolnej kanki połączonej z dowolnym drenem łączącym.

Dostępna jest cała gama drenów łączących:

- wewnętrzna średnica 5mm, 6mm, 7mm, 8mm
- długość 200cm, 210cm, 300cm, 350cm lub 380cm.

Dren łączący może być wyposażony w duży lub mały łącznik żeński. Produkt służy do jednorazowego użytku i został wysterylizowany tlenkiem etylenu.



Kanki odsysające & Zestawy do odsysania



Kaniule odsysające

Typy kaniul:

- Kanka odsysająca sztywna z kulką
- Kanka odsysająca sztywna
- Kanka odsysająca standardowa
- Kanka odsysająca mini
- Kanka odsysająca mini przedłużona

Rozmiary:

Od 10 CH do 32 CH



Kanki odsysające

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-XXBCH	Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	160
0202-XXBCX			NIE		
0202-XXBSH		Prosta	TAK		
0202-XXBSX			NIE		
0202-XXXCH	Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	160
0202-XXXCX			NIE		
0202-XXXSH		Prosta	TAK		
0202-XXXSX			NIE		
0202-XXXCH10G	Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	10	160
0202-XXXCH18G		Zagięta	TAK	18	
0202-XXXCX18G			NIE		
0202-XXXSH18G		Prosta	TAK	18	
0202-XXXSX18G			NIE		
0202-XXXCH20G		Zagięta	TAK	20	
0202-XXXCX20G			NIE		
0202-XXXSH20G		Prosta	TAK	20	
0202-XXXSX20G			NIE		
0202-XXXCH22G		Zagięta	TAK	22	
0202-XXXCX22G			NIE		
0202-XXXSH22G		Prosta	TAK	22	
0202-XXXSX22G			NIE		
0202-XXXCH24G		Zagięta	TAK	24	
0202-XXXCX24G			NIE		
0202-XXXSH24G		Prosta	TAK	24	
0202-XXXSX24G			NIE		
0202-XXXCH28G		Zagięta	TAK	28	
0202-XXXCX28G			NIE		
0202-XXXSH28G		Prosta	TAK	28	
0202-XXXSX28G			NIE		
0202-XXXCH30G		Zagięta	TAK	30	
0202-XXXCX30G			NIE		
0202-XXXSH30G		Prosta	TAK	30	
0202-XXXSX30G			NIE		
0202-XXMCX12G	Kanka odsysająca mini	Zagięta	NIE	12	20/200
0202-XXMLCX12G	Kanka odsysająca mini przedłużona	Zagięta	NIE	12	20/200

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających.

W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)

0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	200	26
0202-20007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-20007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-20007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	210	26
0202-21007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-21007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	300	24
0202-30007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-30007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	350	22
0202-35007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-35007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	7	380	22
0202-38007SSXCX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXSH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G		Prosta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-38007SSXSX18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G			NIE	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30			
0202-50008SSXCH18 /20 /22/ 24/ 28/ 30 G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	TAK	18/ 20/ 22/ 24/ 28/ 30	8	500	16
0202-30005SSMCX12G	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca standardowa	Zagięta	NIE	12	5	300	26

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	200	26
0202-20007SSBCX			NIE				
0202-20007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-20007SSBSX			NIE				
0202-21007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	210	26
0202-21007SSBCX			NIE				
0202-21007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-21007SSBSX			NIE				
0202-30007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	300	24
0202-30007SSBCX			NIE				
0202-30007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-30007SSBSX			NIE				
0202-35007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	350	22
0202-35007SSBCX			NIE				
0202-35007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-35007SSBSX			NIE				
0202-38007SSBCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna z kulką	Zagięta	TAK	32	7	380	22
0202-38007SSBCX			NIE				
0202-38007SSBSH		Prosta	TAK				
0202-38007SSBSX			NIE				

Zestawy do odsysania

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-20007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	200	26
0202-20007SSXCX			NIE				
0202-20007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-20007SSXSX			NIE				
0202-21007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	210	26
0202-21007SSXCX			NIE				
0202-21007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-21007SSXSX			NIE				
0202-30007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	300	24
0202-30007SSXCX			NIE				
0202-30007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-30007SSXSX			NIE				
0202-35007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	350	22
0202-35007SSXCX			NIE				
0202-35007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-35007SSXSX			NIE				
0202-38007SSXCH	Zestaw do odsysania – Kanka odsysająca sztywna	Zagięta	TAK	22	7	380	22
0202-38007SSXCX			NIE				
0202-38007SSXSH		Prosta	TAK				
0202-38007SSXSX			NIE				

Zestawy do odsysania

Zestawy do odsysania MINI

Numer katalogowy	Produkt	Kształt kaniuli	Kontrola odsysania	Rozmiar kaniuli (Ch)	Wewnętrzna Ø drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Ilość szt. w opakowaniu
0202-30007SSXCH10G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	TAK	10	7	300	24
0202-20005SSMCX12G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	NIE	12	5	200	36
0202-30005SSMCX12G	Zestaw do odsysania mini	Zagięta	NIE	12	5	300	30

UWAGA :

Wszystkie zestawy dostępne są również z drenem o średnicy wewnętrznej 6mm oraz 8mm.

Przykładowe zamówienie:

0202-20005SSXCH18G (zestaw z drenem 5mm)
 0202-20006SSXCH18G (zestaw z drenem 6mm)
 0202-20007SSXCH18G (zestaw z drenem 7mm)
 0202-20008SSXCH18G (zestaw z drenem 8mm)

Wszystkie kanki odsysające standardowe dostępne są również w wersji bez otworów odbarczających. W numerze katalogowym literę „G” należy zastąpić literą „X”

Przykładowe zamówienie:

0202-XXXCH28G (kanka z otworami odbarczającymi)
 0202-XXXCH28X (kanka bez otworów odbarczających)

Na życzenie Klienta istnieje możliwość zamówienia zestawów do odsysania o dowolnych parametrach.

Dreny łączące



Dreny łączące

Dreny łączące

Specyfikacja:

Dreny łączące produkowane przez Grena Ltd gwarantują pełne bezpieczeństwo pacjentów oraz wygodę użytkowników. Zostały wykonane z medycznego PVC, co zapewnia komfort pracy personelu medycznego.

Różne długości drenów, różne średnice wewnętrzne, a także oferowane końcówki zapewnią, iż każdy użytkownik znajdzie produkt najlepiej odpowiadający jego potrzebom.

Wysoka jakość wykonania gwarantuje szybkie i efektywne połączenie z różnego rodzaju wyrobami medycznymi, narzędziami oraz cewnikami używanymi w praktyce klinicznej.


Dreny pozostają drożne aż do podciśnienia równego 560mmHg.

Produkt służy do jednorazowego użytku i został wysterylizowany tlenkiem etylenu.

Produkt pakowany w podwójne opakowanie: folia i papier-folia.



Łączniki



Dreny łączące

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-18005SS	5,00	180	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-18005LL	5,00	180	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-18005SL	5,00	180	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-18005SC	5,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18005LC	5,00	180	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18005ST	5,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-18005SSVS	5,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18005SSP	5,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-20005SS	5,00	200	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-20005LL	5,00	200	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-20005SL	5,00	200	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-20005SC	5,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-20005LC	5,00	200	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-20005ST	5,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-20005SSVS	5,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20005SSP	5,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-21005SS	5,00	210	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-21005LL	5,00	210	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-21005SL	5,00	210	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-21005SC	5,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-21005LC	5,00	210	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-21005ST	5,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-21005SSVS	5,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21005SSP	5,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-30005SS	5,00	300	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-30005LL	5,00	300	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-30005SL	5,00	300	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-30005SC	5,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-30005LC	5,00	300	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-30005ST	5,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	26
0201-30005SSVS	5,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30005SSP	5,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	26

Dreny łączące

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-35005SS	5,00	350	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-35005LL	5,00	350	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-35005SL	5,00	350	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-35005SC	5,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-35005LC	5,00	350	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-35005ST	5,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	26
0201-35005SSVS	5,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35005SSP	5,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	26
0201-38005SS	5,00	380	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	24
0201-38005LL	5,00	380	2 duże łączniki żeńskie	24
0201-38005SL	5,00	380	1 mały, 1 duży łącznik żeński	24
0201-38005SC	5,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38005LC	5,00	380	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38005ST	5,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	24
0201-38005SSVS	5,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38005SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	5,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38005SSP	5,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	24

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-18006SS	6,00	180	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-18006LL	6,00	180	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-18006SL	6,00	180	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-18006SC	6,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18006LC	6,00	180	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18006ST	6,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-18006SSVS	6,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18006SSP	6,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32

0201-20006SS	6,00	200	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-20006LL	6,00	200	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-20006SL	6,00	200	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-20006SC	6,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32

Dreny łączące

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-20006LC	6,00	200	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	32
0201-20006ST	6,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturkiem	32
0201-20006SSVS	6,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20006SSP	6,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-21006SS	6,00	210	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-21006LL	6,00	210	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-21006SL	6,00	210	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-21006SC	6,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	32
0201-21006LC	6,00	210	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	32
0201-21006ST	6,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturkiem	32
0201-21006SSVS	6,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21006SSP	6,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-30006SS	6,00	300	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-30006LL	6,00	300	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-30006SL	6,00	300	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-30006SC	6,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	26
0201-30006LC	6,00	300	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	26
0201-30006ST	6,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturkiem	26
0201-30006SSVS	6,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30006SSP	6,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	26
0201-35006SSW	6,00	350	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-35006LL	6,00	350	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-35006SL	6,00	350	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-35006SC	6,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	26
0201-35006LC	6,00	350	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturkiem	26
0201-35006ST	6,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturkiem	26
0201-35006SSVS	6,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35006SSP	6,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	26

Dreny łączące

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-38006SS	6,00	380	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	24
0201-38006LL	6,00	380	2 duże łączniki żeńskie	24
0201-38006SL	6,00	380	1 mały, 1 duży łącznik żeński	24
0201-38006SC	6,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38006LC	6,00	380	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38006ST	6,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	24
0201-38006SSVS	6,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38006SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	6,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38006SSP	6,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	24
0201-18007SS	7,00	180	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-18007LL	7,00	180	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-18007SL	7,00	180	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-18007SC	7,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18007LC	7,00	180	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-18007ST	7,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-18007SSVS	7,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18007SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	7,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-18007SSP	7,00	180	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-20007SS	7,00	200	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-20007LL	7,00	200	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-20007SL	7,00	200	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-20007SC	7,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-20007LC	7,00	200	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-20007ST	7,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-20007SSVS	7,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20007SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	7,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-20007SSP	7,00	200	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32
0201-21007SS	7,00	210	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	32
0201-21007LL	7,00	210	2 duże łączniki żeńskie	32
0201-21007SL	7,00	210	1 mały, 1 duży łącznik żeński	32
0201-21007SC	7,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-21007LC	7,00	210	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	32
0201-21007ST	7,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	32
0201-21007SSVS	7,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21007SSVP <small>(Pediatriczny)</small>	7,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	32
0201-21007SSP	7,00	210	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	32

Dreny łączące

Numer katalogowy	Wewnętrzna średnica drenu (mm)	Długość drenu (cm)	Specyfikacja produktu	Ilość sztuk w opakowaniu
0201-30007SS	7,00	300	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-30007LL	7,00	300	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-30007SL	7,00	300	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-30007SC	7,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-30007LC	7,00	300	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-30007ST	7,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	26
0201-30007SSVS	7,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30007SSVP <small>(Pediatryczny)</small>	7,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-30007SSP	7,00	300	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	26
0201-35007SS	7,00	350	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	26
0201-35007LL	7,00	350	2 duże łączniki żeńskie	26
0201-35007SL	7,00	350	1 mały, 1 duży łącznik żeński	26
0201-35007SC	7,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-35007LC	7,00	350	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	26
0201-35007ST	7,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	26
0201-35007SSVS	7,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35007SSVP <small>(Pediatryczny)</small>	7,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	26
0201-35007SSP	7,00	350	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	24
0201-38007SS	7,00	380	2 małe łączniki żeńskie + kapturek	24
0201-38007LL	7,00	380	2 duże łączniki żeńskie	24
0201-38007SL	7,00	380	1 mały, 1 duży łącznik żeński	24
0201-38007SC	7,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38007LC	7,00	380	1 duży łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z kontrolowanym odsysaniem z kapturem	24
0201-38007ST	7,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik męski z kapturem	24
0201-38007SSVS	7,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38007SSVP <small>(Pediatryczny)</small>	7,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 łącznik do cewnika z Vacu Stop	24
0201-38007SSP	7,00	380	1 mały łącznik żeński, 1 mały łącznik żeński + łącznik prosty	24

0201-58007SS	8,00	500	2 małe łączniki żeńskie	16
--------------	------	-----	-------------------------	----

Wszystkie dreny produkowane przez Grena Ltd. dostępne są również w wersji niesterylnej.

Przykład zamówienia

0201-20006SS – dren 2 m, Ø 6mm sterylne;

0201-20006SS-NS – dren 2 m, Ø 6mm niesterylne

Na życzenie klienta istnieje możliwość zamówienia drenów o innych długościach, średnicach i innych konfiguracjach końcówek.

Przykład zamówienia:

0201-10007SS - dren 1 m, Ø 7mm, 2 małe łączniki żeńskie

0201-10007SX - dren 1 m, Ø 7mm, 1 mały łącznik żeński

Nowa Inicjatywa Międzynarodowa

GRENA[®] DG
Think Medical

Grena wspiera Talenty!



Who's next?

Visit us

<http://talents.grena.co.uk>