



Omniflush® z SwabCap®
Zastosowanie wyrobu:
strzykawka do przepłukiwania
z roztworem soli fizjologicznej
ze zintegrowanym korkiem
SwabCap®. System do dezyn-
fekcji dostępów bezigłowych.

KAŻDY MOŻE ZMIENIĆ
ZASTANĄ RZECZYWISTOŚĆ.

SwabCap®


Korek SwabCap® jest przeznaczony do stosowania jako osłona chroniąca zawory dostępu żylnego typu luer przed potencjalnym zanieczyszczeniem. SwabCap® pełni funkcję bariery fizycznej dla zanieczyszczeń w okresie pomiędzy kolejnymi procedurami w ramach dostępu dożylnego, działając również jak środek odkażający przed korzystaniem z dostępu.



Komórki bakterii są niszczone przez IPA

Szkodliwe bakterie wystawione na działanie 70% izopropanolu (IPA) absorbują alkohol w wyniku czego nabrzmiewają, rozpadają się i giną.

SwabCap® dezynfekuje zawór po ekspozycji przez 30 sekundach i utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu do siedmiu dni, jeśli nie zostanie usunięty.



EM - 3513572SC	Omniflush® 3ml z SwabCap®
EM - 3513575SC	Omniflush® 5ml z SwabCap®
EM - 3513576SC	Omniflush® 10ml z SwabCap®
EM - SCXT3	SwabCap® - pojedynczy korek