

# Bezpieczne igły do pobierania krwi

## Igła motylkowa do pobierania krwi BD Vacutainer® Safety-Lok™

Igła motylkowa do pobierania krwi BD Vacutainer® Safety-Lok™ stanowi sterylny i zamknięty system do pobierania próbek krwi żyłnej. Mechanizm zabezpieczający jest zaprojektowany w taki sposób, aby chronić przed przypadkowym zakłuciem.

- Ochrona przed zakłuciem igłą:  
Po pobraniu krwi i wyjęciu igły z żyły zintegrowana osłonka zabezpieczająca jest nasuwana całkowicie na igłę, którą w ten sposób osłania. Prawidłowe zabezpieczenie igły w osłonce jest potwierdzone słyszalnym kliknięciem
- Możliwa jest aktywacja jedną ręką:  
Aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa jedną ręką pozwala na skierowanie większej uwagi na pacjenta i miejsce wkłucia do żyły



### Dalsze informacje

BD rekomenduje aby wszystkie igły niezintegrowane z holderem były używane z holderem jednorazowego użytku BD Vacutainer® One Use holder

Prosimy o kontakt z lokalnymi przedstawicielami BD, w celu uzyskania odpowiedniej dokumentacji lub piśmiennictwa.

## Igły motylkowe do pobierania krwi BD Vacutainer® Safety-Lok™

Nr kat.	Wymiary	Długość igły	Długość wężyka	Końcówka typu Luer	Kolor	Opakowanie jednostkowe /zbiornice
367282	21G (0.8mm)	19mm	178mm	Tak		50/200
367286	21G (0.8mm)	19mm	300mm	Tak		50/200
367246	21G (0.8mm)	19mm	300mm	Nie		50/200
367284	23G (0.6mm)	19mm	178mm	Tak		50/200
367288	23G (0.6mm)	19mm	300mm	Tak		50/200
367247	23G (0.6mm)	19mm	300mm	Nie		50/200
367295	25G (0.5mm)	19mm	178mm	Tak		50/200
368383	25G (0.5mm)	19mm	305mm	Nie		50/200