



Cewniki do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera

Kody

Opakowanie / Karton

115

20/180


Dotętniczy Leader - Cath

Cewnik do nakłuwania tętnicy metodą Seldingera.

Przezroczysty, dotętniczy cewnik (tętnica podobojczykowa, udowa, promieniowa) z liniami kontrastującymi w rtg, wprowadzany przy użyciu metody Seldingera.

Metoda ta ułatwia nakłucie tętnicy, szczególnie u pacjentów z niskim ciśnieniem, ze słabym obwodowym pulsem oraz, gdy tętnice są objęte miażdżycą, lub gdy są bardzo cienkie.

Cewnik posiada końcówkę wyposażoną w skrzydełka do mocowania do skóry oraz kołnierzyk zapobiegający załamaniu się powierzchni cewnika.



Bezbarwne sztywne opakowanie zawiera:

- 1 przezroczysty X.R.O. cewnik (PE)
- 1 igłę do wprowadzania
- 1 prosty przewodnik

1/50

KOD	Przezroczysty i XRO cewnik (PE)				Prosty przewodnik		Igła		
	Średnica (mm)	G	Fr	Długość (cm)	Średnica (mm)	Długość (cm)	Średnica (mm)	G	Długość (mm)
115.092	0.6 - 0.9	20	3	2	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.094	0.6 - 0.9	20	3	4	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.096	0.6 - 0.9	20	3	6	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.090	0.6 - 0.9	20	3	8	0.53	20	0.6 - 0.9	20	38
115.118	0.8 - 1.2	18	4	8	0.71	30	0.8 - 1.1	19	54
115.710	0.8 - 1.2	18	4	10	0.71	30	0.8 - 1.1	19	54

115

1/50

Leader - Cath 18cm

Przezroczysty cewnik z liniami kontrastującymi w rtg do żylnego i tętniczego dostępu.

Podwójnie zapakowana tacka zawiera:

- 1 cewnik
- 1 igłę wprowadzającą
- 1 prosty przewodnik
- 1 5 ml strzykawkę
- 1 30cm przedłużacz (PE) typ 1159 z trójdrożnym zaworkiem
- 1 sterylny opatrunek

KOD	Przezroczysty i XRO cewnik (PE)				Prosty przewodnik		Igła		
	Średnica (mm)	G	Fr	Długość (cm)	Średnica (mm)	Długość (cm)	Średnica (mm)	G	Długość (mm)
115.12	0.8 - 1.2	18	4	18	0.7	46	0.8 - 1.1	19	68
115.15	1.0 - 1.5	17	4.5	18	0.9	46	1.1 - 1.4	17	70
115.17	1.2 - 1.7	16	5	18	1.1	46	1.4 - 1.7	16	70

Wszystkie produkty:

- nie zawierają lateksu
- nie zawierają ftalanów
- są wolne od produktów odzwierzęcych
- są sterylne, jednorazowego użytku
- są pakowane pojedynczo