

Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego

WYTWÓRCA:	Bicakcilar (Turcja)			
ZASTOSOWANIE:	do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego bez kontroli siły ssania			
WŁAŚCIWOŚCI:	- pojemnik 10ml lub 40ml do gromadzenia wydzieliny i śluzu za pomocą dowolnego urządzenia odsysającego - przezroczysty pojemnik pozwala na obserwację wydzieliny - skalowanie: co 0,5ml (pojemnik 10ml), co 1ml (pojemnik 40ml) - dwa łączniki: żeński (lejek) i męski (stożek), umożliwiające połączenie z dowolnym źródłem ssania - dodatkowa nakrętka zapewnia szczelne zamknięcie pojemnika po pobraniu wydzieliny - samoprzylepna etykieta informacyjna - jałowy, opakowanie folia/papier			
ROZMIAR I KOD:	KOD	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	187 2101 1 187 4001 1	10ml 40ml	1 sztuka	50 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar (Turcja)			



PROWADNICA DO TRUDNYCH INTUBACJI ZAGIĘTA

TD-40

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2020-10-15

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczona do użycia w czasie trudnych procedur intubacji
- Ułatwia również wprowadzenie rurki dotchawiczej podczas standardowej intubacji

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE o właściwościach poślizgowych
- zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkodzania tkanek miękkich
- optymalna elastyczność, sztywność oraz wzmocnienie na całej długości ułatwia prawidłowe wprowadzenie oraz bezpieczne usunięcie prowadnicy po zaintubowaniu pacjenta
- na wyrobie nadruk rozmiaru, średnicy oraz nazwa producenta
- korpus w jaskrawo żółtym kolorze zwiększającym widoczność prowadnicy w kanale rurki intubacyjnej
- wyraźna, czytelna skala co 1 cm
- dostępna w trzech rozmiarach i długościach
- jednorazowego użytku
- nie zawiera PVC
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	ŚREDNICA O.D.	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	ROZMIAR RURKI	SKALOWANIE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PTIZ-06-535	6 Fr	2,0 mm	535 mm	od 2,0 do 4,0	10 – 45 cm	10 szt.	20 x 10 szt.
PTIZ-10-600	10 Fr	3,3 mm	600 mm	od 4,5 do 6,0	10 – 50 cm	10 szt.	20 x 10 szt.
PTIZ-10-800	10 Fr	3,3 mm	800 mm	od 4,5 do 6,0	10 – 60 cm	10 szt.	20 x 10 szt.
PTIZ-15-600	15 Fr	5,0 mm	600 mm	od 6,5 do 10,0	10 – 50 cm	10 szt.	20 x 10 szt.
PTIZ-15-800	15 Fr	5,0 mm	800 mm	od 6,5 do 10,0	10 – 60 cm	10 szt.	20 x 10 szt.



easyFLOW IS SAFE

Bezpieczny przyrząd do infuzji bez ftalanów

TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 2

data: 2023-02-17

zmiana: 2023-12-29

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony do połączenia z dojściem dożylnym w celu podawania płynów oraz roztworów leków podczas prowadzenia terapii infuzyjnej
- możliwość utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji

WŁAŚCIWOŚCI:

- wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- dwukanałowy, czteropłaszczyznowy ostry kolektor kroplowy ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wklucie w pojemniki z płynami
- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- hydrofilowy filtr cząsteczkowy **Liquid Lock** o wielkości oczek 8 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
- miękki i elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorną oraz zaczep na dren do podwieszenia
- uniwersalne zakończenie Luer-Lock
- koreczek **Air Pass** z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 3 lata
- opakowanie jednostkowe typu folia-papier z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	WERSJA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IS-BF-S	SAFE, bez ftalanów	10 szt.	10 x 10 szt.



KRANIK TRÓJDROŻNY z przedłużaczem, sterylny

TD-39

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2018-01-26

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do zarządzania przepływami płynów infuzyjnych w trakcie ich podawania
- Umożliwianie przełączania ścieżki przepływu wlewu infuzyjnego
- Do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą
- Do bezpośredniej podaży leku/płynu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Kranik trójdrożny z drenem przedłużającym o różnej długości (od 7cm do 100cm)
- Transparentna obudowa
- Obrotowa końcówka Luer Lock
- Wyraźny optyczny identyfikator pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)
- Wykonany z poliwęglanu
- Dren wykonany z PVC
- Wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami
- Odporny na lipidy
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka-papier/folia



KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ PRZEDŁUŻACZA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
KTP-7	7 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-10	10 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-25	25 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-50	50 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-75	75 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.
KTP-100	100 cm	papier/folia	50 szt.	20 x 50 szt.

Zgłębnik żołądkowy (sonda Ryle'a)

WYTWÓRCA:	Poly Medicure Ltd., Indie			
ZASTOSOWANIE:	- wprowadzany przez nos lub jamę ustną do światła żołądka - drenaż treści żołądkowej - odbarczenie żołądka (z nadmiaru powietrza lub zalegającego pokarmu) - wypłukanie żołądka - otrzymywanie próbek treści żołądkowej - kontrola krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego - ocena czynności wydzielniczej - podawanie leków, płynów i /lub żywienia do żołądka			
WŁAŚCIWOŚCI:	- wykonany z miękkiego PCV o zmrożonej powierzchni - wykonany z materiału, który przez odpowiedni stopień twardości jest odporny na załamania i skręcanie się - atraumatyczny, lekko zaokrąglony zamknięty koniec dystalny w celu umożliwienia precyzyjnego wprowadzenia - cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach - linia RTG na całej długości - znaczniki głębokości na 50, 60 i 70 cm od końca dystalnego - kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku oraz liczbowo na drenie - łącznik cewnikowy z dodatkową redukcją Luer - długość 105 cm - nie zawiera lateksu - nie zawiera ftalanów - jednorazowy - sterylizowany tlenkiem etylenu - termin ważności: 5 lat - pakowanie: 1 sztuka/papier-folia			
ROZMIAR I KOD:	NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	40001	CH 6	jasnozielony	10 x 50 szt.
	40002	CH 8	niebieski	10 x 50 szt.
	40003	CH 10	czarny	10 x 50 szt.
	40004	CH 12	biały	10 x 50 szt.
	40005	CH 14	zielony	10 x 50 szt.
	40006	CH 16	pomarańczowy	10 x 50 szt.
	40007	CH 18	czerwony	10 x 40 szt.
	40008	CH 20	żółty	10 x 40 szt.
	40009	CH 22	fioletowy	10 x 25 szt.
	40010	CH 24	ciemnoniebieski	10 x 25 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Poly Medicure Ltd., Indie			



Silikonowe Zgłębniki żołądkowe



Dystrybutor:



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl

Zgłębniki żołądkowe silikonowe zostały zaprojektowane dla odżywiania suplementarnego żołądka. Zgłębniki te mogą być rekomendowane w szeregu przypadków:

- dla pacjentów nie mogących odżywiać się lub połykać pokarmów;
- dla pacjentów nie mogących wziąć do ust odpowiedniej ilości pokarmu;
- dla pacjentów z wrodzonymi wadami twarzy, przełyku i żołądka.

Zalety:

- wykonane są w 100% z silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności;
- odpowiednia miękkość i doskonała elastyczność zapewniają pacjentowi większy komfort;
- zwężana końcówka ułatwia wprowadzenie;
- posiadają znacznik głębokości potwierdzający pozycję;
- do każdego cewnika dołączona jest sterylna zatyczka cewnikowa;
- sterylizowane, podwójne opakowanie;



Silikonowe zgłębniki żołądkowe


Numer Katalogowy	Rozmiar	Ø zewn.	Długość	Opis
2020-0003	3.5 FR	1.2	300 mm	Znacznik głębokości Zatyczka cewnikowa Linia kontrastująca w RTG
2020-0004	4 FR	1.3	400 mm	
2020-0005	5 FR	1.7		
2020-0006	6 FR	2.0		
2020-0008	8 FR	2.7	800 mm	
2020-0010	10 FR	3.3		
2020-0012	12 FR	4.0	1200 mm	
2020-0014	14 FR	4.7		
2020-0016	16 FR	5.3		
2020-0018	18 FR	6.0		
2020-0020	20 FR	6.7		

Dystrybutor:



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
 ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
 tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl

CEWNIKI UROLOGICZNE
Urologic catheters
Урологические катетеры



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
 - powierzchnia satynowa ("zmrożona")
 - jednorazowego użytku
 - jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
 - kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
 - "frosted" surface
 - disposable
 - sterilized in ethylene oxide
 - colour-coded funnel indicating the diameter



Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры	Długość Length Длина mm	ID						
		2,0 mm	2,8 mm	3,0 mm	3,3 mm	3,7 mm	4,0 mm	4,3 mm
		CH 6	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13
		Numer katalogowy		Reference number		Номер каталожный		
 Nelaton Nelaton Nelaton	400	620604001	620804001	620904001	621004001	621104001	621204001	621304001
 Nelaton kobiecey Female Nelaton Женский Nelaton	180	620601802	620801802	620901802	621001802	621101802	621201802	621301802
 Tiemann Tiemann Tiemann	400	710604000	710804000		711004000		711204000	
 Couvelaire Couvelaire Couvelaire	400	720604000	720804000		721004000		721204000	



- изготовлены из медицинского ПВХ
- твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



							Długość Length Длина mm	Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры
4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm		
CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 26		
Numer katalogowy Reference number Номер каталожный								
621404001	621604001	621804001	622004001	622204001	622404001	622604001	400	 Nelaton Nelaton Nelaton
621401802	621601802	621801802	622001802	622201802			180	 Nelaton kobiecey Female Nelaton Женский Nelaton
711404000	711604000	711804000	712004000	712204000	712404000	712604000	400	 Tiemann Tiemann Tiemann
721404000	721604000	721804000	722004000	722204000	722404000	722604000	400	 Couvelaire Couvelaire Couvelaire



CEWNIK TIEMANNA

sterylny

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie II

data: 2016-10-07


zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**ADRES:** ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84**ZASTOSOWANIE:**

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45°
- Przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	KOLOR	ROZMIAR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CT-08-40	400 mm	niebieski	CH 8	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-10-40	400 mm	czarny	CH 10	60 szt.	10 x 60 szt.
CT-12-40	400 mm	biały	CH 12	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-14-40	400 mm	zielony	CH 14	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-16-40	400 mm	pomarańczowy	CH 16	50 szt.	10 x 50 szt.
CT-18-40	400 mm	czerwony	CH 18	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-20-40	400 mm	żółty	CH 20	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-22-40	400 mm	fioletowy	CH 22	40 szt.	10 x 40 szt.
CT-24-40	400 mm	ciemnoniebieski	CH 24	40 szt.	10 x 40 szt.



CEWNIK FOLEY'A
trójdrożny z plastikową zastawką,
100% silikon, kontrast RTG, sterylny
TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie III

data: 2020-04-20

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- Dodatkowy kanał umożliwia podawanie płynu płuczącego pęcherz moczowy
- Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowa powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	BALON	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CFNS-3D-16-30-P	400 mm	30 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-3D-18-30-P	400 mm	30 ml	CH 18	czerwony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-3D-20-30-P	400 mm	30 ml	CH 20	żółty	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-3D-22-30-P	400 mm	30 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-3D-24-30-P	400 mm	30 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.	40 x 10 szt.

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia ułatwiająca wprowadzanie
- Półprzezroczysty dren umożliwia kontrolę wzrokową
- Atraumatyczna, zaokrąglona zamknięta końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku,
- numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Oznaczenie nazwy producenta na łączniku
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CN-06-40	CH 6	400 mm	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-08-40	CH 8	400 mm	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-10-40	CH 10	400 mm	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-12-40	CH 12	400 mm	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-14-40	CH 14	400 mm	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-16-40	CH 16	400 mm	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-18-40	CH 18	400 mm	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-20-40	CH 20	400 mm	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-22-40	CH 22	400 mm	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CN-24-40	CH 24	400 mm	ciemnoniebieski	50 szt.	10 x 50 szt.

Przewód do cystoskopii i rektoskopii – podwójny

WYTWÓRCA:	Poly Medicure Limited, Indie			
ZASTOSOWANIE:	• Płukanie pęcherza moczowego po zabiegach elektroresekcji • Zabiegi wymagające irygacji dużą ilością płynów			
WŁAŚCIWOŚCI:	▪ Wykonany z nietoksycznego PVC ▪ Dwie jednokanałowe igły bioczne ścięte trójplaszczynowo, zabezpieczone zatyczkami ▪ Dwa dreny wyposażone w zaciski, połączone łącznikiem Y ▪ Długa komora (10 cm) o pojemności 20 ml, umożliwiającą wytworzenie ciśnienia ▪ Rolkowy regulator przepływu ▪ Dren o długości 170 cm, średnicy 4,80 mm x 6,80 mm, zakończony stożkowym łącznikiem ▪ Łącznik stożkowy z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o długości 10 cm ▪ Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock ▪ Długość całkowita: 240 cm ▪ Nie zawiera lateksu ▪ Nie zawiera ftalanów ▪ Jednorazowego użytku ▪ Sterylizowany tlenkiem etylenu ▪ Termin ważności: 5 lat ▪ Pakowanie: 1 sztuka, wewnętrzny worek foliowy, zewnętrzne opakowanie folia/papier			
ROZMIAR I KOD:	KOD	WERSJA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	30570	Podwójny	1 sztuka	40 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Poly Medicure Limited, Indie			


Dren brzuszny/otrzewnowy

100% silikon

WYTWÓRCA:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Niemcy		
ZASTOSOWANIE:	- Grawitacyjny drenaż ran pooperacyjnych - Przeznaczony do długotrwałego drenażu jamy otrzewnej oraz miednicy, głównie okolicy delikatnych narządów		
WŁAŚCIWOŚCI:	- Wykonane z biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych - Otwarta końcówka atraumatyczna z sześcioma bocznymi otworami - Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu - Specjalnie wyprofilowane otwory drenujące o kształcie stożkowym zapobiegające wrastaniu tkanek oraz zatykaniu światła drenu - Długość 50cm - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu - Opakowanie podwójne - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia		
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	OPAKOWANIE
	21899	CH8	1 szt. / 25szt
	21900	CH10	1 szt. / 25szt
	21901	CH12	1 szt. / 25szt
	21130	CH14	1 szt. / 25szt
	21902	CH15	1 szt. / 25szt
	21903	CH18	1 szt. / 25szt
	21131	CH20	1 szt. / 25szt
	21904	CH21	1 szt. / 25szt
	21905	CH24	1 szt. / 25szt
	21132	CH26	1 szt. / 25szt
	21906	CH27	1 szt. / 25szt
	21907	CH30	1 szt. / 25szt
	21908	CH33	1 szt. / 25szt
	21909	CH36	1 szt. / 25szt
	21133	CH39	1 szt. / 25szt

Dren T-Kehr silikonowy

Dren T-Kehr silikonowy, perforowany

WYTWÓRCA:	FORTUNE Medical, Tajwan			
ZASTOSOWANIE:	- Grawitacyjny drenaż ran pooperacyjnych - Przeznaczony do drenażu zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych			
WŁAŚCIWOŚCI:	- Wykonane z 100% biokompatybilnego, przezroczystego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, - Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu, - Przezroczyste drenaż z nitką kontrastującą w RTG, co umożliwia łatwą kontrolę wzrokową i obserwację drenowanego płynu, - Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości obydwu ramion drenu - Dostępny w wersji z perforowanym ramieniem- drenaż T-Kehr z perforacją maksymalizując efektywność drenażu i skracając czas drenażu, - Nie zawiera lateksu, - Długość ramion: 450mmx 180mm, - Dostępny w wersji z łącznikiem large lock oraz workiem zbiorczym 400 ml i 800ml, - Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu, - Opakowanie podwójne - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne: perforowana folia			
ROZMIAR I KOD:	DRENY			
	KOD DRENY BEZ PERFORACJI	KOD DREN Z PERFORACJĄ	ROZMIAR	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA/ ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA
	1910-0008	-----	CH 8	1,5 / 2,7mm
	1910-0010	1910-0210	CH 10	2,0 / 3,3mm
	1910-0012	1910-0212	CH 12	2,5 / 4,0mm
	1910-0014	1910-0214	CH 14	3,0 / 4,7 mm
	1910-0016	1910-0216	CH 16	3,5 / 5,3 mm
	1910-0018	1910-0218	CH 18	4,0 / 6,0mm

Dren T-Kehr silikonowy

Dren T-Kehr silikonowy, perforowany

	1910-0020	1910-0220	CH 20	4,5 / 6,7 mm
	1910-0022	1910-0222	CH 22	5,0 / 7,3 mm
	1910-0024	1910-0224	CH 24	5,5 / 8,0 mm
	WERSJA Z WORKIEM ZBIORCZYM			
	KOD	ROZMIAR	POJEMNOŚĆ WORKA [ml]	
	1910-4008	CH 8	400	
	1910-4010	CH 10	400	
	1910-8012	CH 12	800	
	1910-8014	CH 14	800	
	1910-8016	CH 16	800	
	1910-8018	CH 18	800	
	1910-8020	CH 20	800	
	1910-8022	CH 22	800	
	1910-8024	CH 24	800	
	WERSJA Z WORKIEM ZBIORCZYM I PERFORACJĄ			
	1910-8212	CH 12	800	
	1910-8214	CH 14	800	

data opracowania: 2024.02.16



Dystrybutor:

ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

Dren T-Kehr silikonowy

Dren T-Kehr silikonowy, perforowany

	1910-8216	CH 16	800
	WYMIENNE WORKI		
	KOD	POJEMNOŚĆ WORKA [ml]	
	2013-9940	400	
	2013-9980	800	
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: FORTUNE Medical		
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny			

Dren REDONA

PVC

WYTWÓRCA:	POLYMEDICURE, Indie			
ZASTOSOWANIE:	- Przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran - Stosowany w celu odprowadzenie części płynnej z określonej części ciała pacjenta			
WŁAŚCIWOŚCI:	- Wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności - Krzyżowa perforacja o długości 14cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek - Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące - Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu - Pasek kontrastujący w RTG na całej długości - Czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenia perforacji, umożliwiający dokładną identyfikację położenia drenu - Długość 700mm lub 1700mm - Wolny od DEHP - Sterylny - Dostępne podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia lub opakowanie folia/papier			
ROZMIAR I KOD:				
	KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE
	90101	CH 8	700 mm	1 szt.
	90102	CH 10	700 mm	1 szt.
	90103	CH 12	700 mm	1 szt.
	90104	CH 14	700 mm	1 szt.
	90105	CH 16	700 mm	1 szt.
	90106	CH 18	700 mm	1 szt.
	91042	CH 10	1700 mm	1 szt.
	91043	CH 12	1700 mm	1 szt.
	91044	CH 14	1700 mm	1 szt.
	91045	CH 16	1700 mm	1 szt.
	91046	CH 18	1700 mm	1 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: POLYMEDICURE, Indie			

Bonum

**Producent sprzętu
medycznego**

Istnieje od 1989 roku


05-230 Kobyłka

ul. St. Szpotańskiego 8

tel.0-601-217-117

e-mail: bonum@firma.pl

BUTELKA DO DŁUGOTRWAŁEGO ODSYSANIA RAN



Podstawowe cechy wyrobu:

- wykonana z polietylenu medycznego
- jednorazowego użytku
- na zamówienie butelka sterylna /sterylizowana radiacyjnie w ICHiTJ/
- możliwość połączenia z drenami o średnicach od 8CH do 16CH
- pojemność 200 i 400 ml
- produkowana zgodnie z zaleceniami z zaleceniami Dyrektywy 93/42/EWG
- butelka sterylna posiada Certyfikat Zgodności CE poświadczony przez jednostkę notyfikowaną o numerze 1434.

Butelki produkowane w poniższym asortymencie:

REF:	POJEMNOŚĆ I RODZAJ PAKOWANIA	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
01	200 ml	50 sztuk
02	400 ml	25 sztuk
03	200 ml sterylna	110 sztuk
04	400 ml sterylna	65 sztuk
05	200 ml ster. papier-folia	85 sztuk
06	400 ml ster. papier-folia	60 sztuk
07	200 ml ster. opakowanie podwójne	85 sztuk

Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran PRIVAC

WYTWÓRCA:	PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			
ZASTOSOWANIE:	• Przeznaczony do wysokociśnieniowego drenażu ran • Zastosowanie przy zabiegach ortopedycznych			
WŁAŚCIWOŚCI:	• Niebisko-przeźroczysta butelka wykonana z nietłukącego się, mocnego i lekkiego tworzywa PVC • Dostępne pojemności butelek 200ml, 400ml, 600ml • Wyraźny wskaźnik zassania podciśnienia/wielkości podciśnienia początkowego równego 900 mbar • Wysoki stopień dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10ml do pełnej pojemności butelki • Łącznik Large-lock, umożliwiający odkręcenie drenu łączącego i wymianę butelki na nową • Dren łączący o długości 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona o rozmiarach od CH 6 – CH 18, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizującą • Dwie wygodne klemry zaciskowe typu przesuwne (od próżni i do wydzieliny) • Własny, uniwersalny system podwieszenia • Dostępne opcje pełnych zestawów (butelka ssąca, dren łączący oraz dren Redona o długości 80cm z trokarem) • Sterylny • Podwójnie pakowany: zewnątrz folia, wewnątrz folia			
ROZMIAR I KOD:	KOD	POJEMNOŚĆ	OPIS	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	24500	200ml	Butelka + dren łączący	60 szt.
	24501	200ml	Butelka wymienna	60 szt.
	24502	400 ml	Butelka + dren łączący	45 szt.



	24503	400 ml	Butelka wymienna	45 szt.
	22020*	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 8	50 szt.
	22021*	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10	50 szt.
	22022	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12	50 szt.
	22023*	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14	50 szt.
	22024*	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16	50 szt.
	22025*	400 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 18	50 szt.
	24504	600 ml	Butelka + dren łączący	35 szt.
	24505	600 ml	Butelka wymienna	35 szt.
	22400*	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 8	35 szt.
	22401*	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 10	35 szt.
	22402*	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 12	35 szt.
	22403	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 14	35 szt.
	22404	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 16	35 szt.
	22405*	600 ml	Zestaw: butelka + dren łączący + dren Redona z trokarem CH 18	35 szt.
	OPRACOWANO NA PODSTAWIE: materiałów marketingowych firmy: PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH			

*produkt dostępny na zamówienie



Dystrybutor:

ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

Data opracowania: 2019.08.09



Cewniki

naczyniowe do embolektomii

CE 1011

Opis wyrobu

Cewniki do embolektomii są jednorazowym sterylnym sprzętem medycznym, wyjaławianym promieniami gamma służącym do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Wyrób nietoksyczny, apirogenny widoczny w promieniach RTG.

Cewniki jednokanałowe z balonem

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EM260	2F	Transparent	60	4	0,15
EM380	3F	Zielony	80	6	0,2
EM480	4F	Czerwony	80	8	0,7
EM580	5F	Biały	80	10	1,5
EM680	6F	Niebieski	80	12	2,0
EM780	7F	Żółty	80	14	2,5
EM880	8F	Brązowy	80	16	3,5
EM980	9F	Fioletowy	80	18	4,0
EM1080	10F	Szary	80	20	4,5
EM240	2F	Transparent	40	4	0,15
EM340	3F	Zielony	40	6	0,2
EM440	4F	Czerwony	40	8	0,7
EM540	5F	Biały	40	10	1,5
EM640	6F	Niebieski	40	12	2,0
EM740	7F	Żółty	40	14	2,0
EM840	8F	Brązowy	40	16	3,5
EM940	9F	Fioletowy	40	18	4,0
EM1040	10F	Szary	40	20	4,5



Cewniki dwukanałowe z balonem z otworami bocznymi

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDB580	5F	Biały	80	10	0,6
EDB680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDB780	7F	Żółty	80	14	1,5



Cewniki dwukanałowe z balonem z otworem centralnym

Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość	Średnica napelnionego balonika	
	FG/CH	Kolor	cm	φ mm	0,9 % NaCl (ml)
EDC380	3F	Zielony	80	6	0,15
EDC480	4F	Czerwony	80	8	0,2
EDC580	5F	Biały	80	10	0,6
EDC680	6F	Niebieski	80	12	0,8
EDC780	7F	Żółty	80	14	1,5



Cewniki bez balonu do irygacji naczyń


Nr kat.	Rozmiar	Kod	Długość
	FG/CH	Kolor	cm
EP380	3F	Zielony	80
EP480	4F	Czerwony	80
EP580	5F	Biały	80
EP680	6F	Niebieski	80
EP780	7F	Żółty	80
EP880	8F	Brązowy	80
EP980	9F	Fioletowy	80
EP1080	10F	Szary	80



Wyposażenie cewnika

- Stalowy mandryn usztywniający cewnik przy wprowadzeniu do naczynia
- Strzykawka do napelnienia balonu

Optyczna wizualizacja rozmiaru cewnika



Opakowanie

Jednostkowe – sztywna tuba, torebka papierowo-foliowa.

Zbiorcze – karton 5 szt.

Wydanie EM 1/2012 PL

Uwaga

Dane techniczne zawarte w karcie katalogowej są aktualne na dzień jej wydania i mogą nie zawierać parametrów i zmian wynikających z wprowadzonych w tym czasie ulepszeń wyrobu. Wprowadzone zmiany i odstępstwa nie wpływają na, zasadnicze właściwości i parametry użytkowe wyrobu oraz jego stopień bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Polskiego Kodeksu Cywilnego.



Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zajęc i Tomaszewski Spółka Jawna
96-200 Rawa Mazowiecka ul. Tomaszowska 32
Tel. +48 46 814 44 29; +48 46 814 37 97; Fax +48 46 814 48 05; +48 46 819 19 99
e-mail: info@hagmed.com; www.hagmed.com

Szczoteczki chirurgiczne

DYSTRYBUTOR: Zarys International Group

WYTWÓRCA: Nex Medical, Włochy

ZASTOSOWANIE:

- chirurgiczne mycie rąk przed zabiegiem operacyjnym
- skuteczne narzędzie w obniżaniu ryzyka związanego z zakażeniami szpitalnymi. Oczyszczenie dłoni przed zabiegiem znacznie zmniejsza liczbę mikroorganizmów znajdujących się na dłoniach i przedramionach

OPIS PRODUKTU:

- zaawansowane preparaty o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów i wirusów
- miękkie i delikatne włosie wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry
- do każdej szczoteczki dołączony czyścik do paznokci wykonany z polipropylenu
- miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry
- opakowanie kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru
- szybkie działanie: 3 minutowe chirurgiczne mycie rąk bez podrażnienia skóry
- bez zawartości lateksu
- opakowanie zbiorcze a'40 sztuk w formie podajnika

ROZMIAR I KOD:

Numer katalogowy	Typ	Opakowanie jednostkowe
NEXD1EN044B	sucha	folia / papier
NEXC2EN002B	nasączona 4% roztworem chlorheksydyny	folia
NEXP2EN001B	nasączona 7,5% roztworem jodiny powidonowej	folia



ZARYS International Group Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland
tel. +48 32 271 69 91 fax. +48 32 274 72 84
www.zarys.com.pl

PRIAUTOTRANS

Zestaw do autotransfuzji


WYTWÓRCA:	Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Niemcy				
ZASTOSOWANIE:	• Przeznaczony do pooperacyjnej, autologicznej autotransfuzji krwi pełnej • Szerokie zastosowanie w ortopedii				
WŁAŚCIWOŚCI:	W skład zestawu wchodzi: • Pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml z miejscem na kciuk wyposażony w zastawkę antyzwrotną dla utrzymania stałego podciśnienia oraz dren o długości 6 cm z klamrą zaciskową zakończony łącznikiem typu large-lock z zatyczką ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka • Dren o długości 140 cm z uniwersalnymi docinającymi końcówkami, nie zwążającymi światła drenów, kompatybilnymi ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18. Dren umożliwia jednoczesny drenaż dwoma lub czterema drenami (w zależności od modelu) • W przebiegu drenu samouszczelniający się port iniekcyjny, umożliwiający pobieranie próbek krwi oraz podawanie antykoagulantów oraz klamra zaciskowa • Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 100 mm/Hg – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania • Drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony łącznikiem typu large-lock służącym do szczelnego połączenia mieszka z workiem na krew. Wyposażony w nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po odłączeniu worka oraz klamrę zaciskową • Worek zbiorczy na krew z filtrem 200 µm o pojemności 700 ml. Skala numeryczna: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 ml • Worek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną zapobiegającą cofaniu się krwi oraz w zawór łączeniowy typu large-lock umożliwiający połączenie worka z zestawem transfuzyjnym • Aparat do transfuzji Priautotrans z filtrem 10 µm lub 40 µm (w zależności od modelu) z dużą komorą kropłową oraz drenem o długości 150 cm z zakończeniem luer-lock oraz precyzyjnym zaciskiem rolkowym z zaczepem na dren • Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu • Nie zawiera lateksu • Niepirogenny • Podwójny sposób pakowania				
ROZMIAR I KOD:	KOD	OPIS	TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE ZBIORCZE
	21990	Pri-Autotrans 10 µm - dwuświatłowy	folia – papier/folia	1 sztuka	5 sztuk
	21996*	Pri-Autotrans 40 µm - dwuświatłowy	folia – papier/folia	1 sztuka	5 sztuk
	21994*	Pri-Autotrans 10 µm - czteroświatłowy	folia – papier/folia	1 sztuka	5 sztuk
	21997*	Pri-Autotrans 40 µm - czteroświatłowy	folia – papier/folia	1 sztuka	5 sztuk
	21992	Worek wymienny do autotransfuzji 700 ml	folia – papier/folia	1 sztuka	20 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	21941	Worek do kontynuacji drenażu 500 ml	folia – papier/folia	1 sztuka	50 sztuk
	materiałów marketingowych firmy: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH, Niemcy				




CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE
Rectal catheters and rectal tubes
Ректальные катетеры и ректальные зонды



-  • wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
-  • made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
-  • изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



Cewniki rektalne Rectal catheters Ректальные катетеры	Długość Length Длина mm	 D						
		8,0 mm	8,7 mm	9,3 mm	10,0 mm	10,7 mm	11,3 mm	12,0 mm
		CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36
		Numer katalogowy			Reference number		Номер каталожный	
	400	632404000	632604000	632804000	633004000	633204000	633404000	633604000

Kanki doodbytnicze Rectal tubes Ректальные зонды	Długość Length Длина mm	 D							
		4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	9,3 mm	10,0 mm
		CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 28	CH 30
		Numer katalogowy			Reference number		Номер каталожный		
	200	641402000	641602000	641802000	642002000	642202000			
	250	641402500	641602500	641802500	642002500	642202500	642402500		
	300	641403000	641603000	641803000	642003000	642203000	642403000	642803000	643003000
	400	641404000	641604000	641804000	642004000	642204000	642404000	642804000	643004000
	600	641406000	641606000	641806000	642006000	642206000	642406000	642806000	643006000

ŁĄCZNIK SPIGOT II

ZATYCZKA DO CEWNIKÓW

WYTWÓRCA:	Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja				
ZASTOSOWANIE:	do zamknięcia światła cewnika				
WŁAŚCIWOŚCI:	- łącznik wykonany z medycznego tworzywa sztucznego - kompatybilny z drenami o średnicach od CH 6 do CH 35 - posiada uchwyt motylkowy ułatwiający manipulację zatyczką - budowa schodkowa zapewnia szczelne zamknięcie światła drenu - jałowy - pakowany w opakowanie foliowo-papierowe				
ROZMIAR I KOD:	KOD	TYP	KOLOR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	238 0011 1	zatyczka Spigot II	niebieski	folia-papier	200 szt. / karton
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Bicakcilar Tibbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.S., Turcja				

AKCESORIA

Accessories





Аксессуары



AKCESORIA

Accessories

Аксессуары

			nr katalogowy reference number Номер каталожный	
			niejałowe non-sterile нестерильные	jałowe sterile стерилизованный
Zatyczki	Plugs	Заглушки		
			PP PP ПП	750000000 750000001
Łączniki	Link connectors	Соединители		
			PP PP ПП	760000000 760000001
				760000020 760000021
Łączniki z kontrolą odsysania	Link connectors with suction control "Fingertip"	Соединители с контролем отсасывания		
			PCW PVC ПХВ	760000010 760000011



CEWNIK DO ODSYSANIA górnych dróg oddechowych, sterylny

TD-25

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie I

data: 2016-06-02

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób służy do udrażniania oraz toalety górnych dróg oddechowych u pacjentów, u których istnieje potrzeba odessania wydzieliny zalegającej w górnych drogach oddechowych
- Zalecany do źródeł ssania z własną regulacją siły ssącej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie
- Zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka
- Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu
- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CO-B06-40	400 mm	CH 6	jasnozielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B08-40	400 mm	CH 8	niebieski	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B10-40	400 mm	CH 10	czarny	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B12-50	500 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B12-60	600 mm	CH 12	biały	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B14-50	500 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B14-60	600 mm	CH 14	zielony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B16-50	500 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B16-60	600 mm	CH 16	pomarańczowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B18-50	500 mm	CH 18	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B18-60	600 mm	CH 18	czerwony	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B20-50	500 mm	CH 20	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B20-60	600 mm	CH 20	żółty	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B22-50	500 mm	CH 22	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.
CO-B22-60	600 mm	CH 22	fioletowy	50 szt.	10 x 50 szt.



duoNEX strzykawka jednorazowego użyciu 2-częściowa luer, sterylna

TD-41

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 1

data: 2024-11-28

zmiana: N/A

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- strzykawka 2-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
- przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- linia Green Line
- przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- zielony kontrastujący tłok
- zakończenie stożkowe typu luer umieszczone centralnie dla pojemności 2 ml, mimośrodkowo dla pojemności 5, 10, 20 ml
- płynny przesuw tłoka
- podwójna kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio:
 - co 0,1 ml dla pojemności 2 ml
 - co 0,2 ml dla pojemności 5 ml
 - co 0,5 ml dla pojemności 10 ml
 - co 1 ml dla pojemności 20 ml
- przedłużona skala uwzględniająca rozszerzenie pojemności nominalnej:
 - dla pojemności nominalnej 2 ml – 3 ml
 - dla pojemności nominalnej 5 ml – 6 ml
 - dla pojemności nominalnej 10 ml – 12 ml
 - dla pojemności nominalnej 20 ml – 24 ml
- nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki
- rozdzielenie kolorystyczne opakowania w zależności od rozmiaru
- jednorazowego użyciu
- niepirogenna, nietoksyczna
- nie zawiera ftalanów
- nie zawiera lateksu
- sterylizowana tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- pakowanie: 1 szt./papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR STRZYKAWKI	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
002ML-2CZ-G	2 ml	blister-pack	100 szt.	25 x 100 szt.
005ML-2CZ-G	5 ml	blister-pack	100 szt.	15 x 100 szt.
010ML-2CZ-G	10 ml	blister-pack	100 szt.	12 x 100 szt.
020ML-2CZ-G	20 ml	blister-pack	100 szt.	8 x 100 szt.

Strzykawki 3-częściowe



Strzykawki BD Plastipak™ z końcówką typu Luer/BD Luer-Lok™

- 3-częściowe strzykawki z mocno przylegającym podwójnym pierścieniem uszczelniającym
- końcówka Luer/BD Luer-Lok™ gwarantuje bezpieczne połączenie igły ze strzykawką
- gładki, równomierny ruch tłoka
- precyzyjny odczyt objętości dzięki czytelnej nadrukowanej skali
- strzykawki 2 ml do 60 ml: cylinder i tłok wykonany z polipropylenu
- środek natłuszczający - olej silikonowy
- produkty o numerach katalogowych 309628, 309658, 309649 i 300912 są sterylizowane promieniami gamma. Wszystkie pozostałe produkty są sterylizowane tlenkiem etylenu.
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV



Strzykawka BD Plastipak™ 1 ml z końcówką BD Luer-Lok™, nr katalogowy 309628

- do wysoce precyzyjnych zastosowań w chirurgii plastycznej, radiologii i neuroradiologii, neonatologii i pediatrii, anestezji i farmacji
- przezroczysty cylinder
- skala co 0,01 ml
- cylinder wykonany z poliwęglanu, tłok z polipropylenu
- sterylizowane promieniami gamma
- sterylne opakowanie jednostkowe, produkt jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV



pojemność	kończówka	skala	nr katalogowy	box/karton
strzykawki BD Plastipak™ z końcówką typu Luer				
20 ml	ekscentryczna	co 1 ml	300613	120/480
30 ml	ekscentryczna	co 1 ml	301231	60/240
50/60 ml	ekscentryczna	co 1 ml	300866	60/240
strzykawki BD Plastipak™ z końcówką typu BD Luer-Lok™				
1 ml	centryczna	co 0,01 ml	309628	100/800
3 ml	centryczna	0,1 ml	309658	200/800
5 ml	centryczna	0,2 ml	309649	125/500
10 ml	centryczna	0,2 ml	300912	100/400
20 ml	centryczna	co 1 ml	300629	120/480
30 ml	centryczna	co 1 ml	301229	60/240
50/60 ml	centryczna	co 1 ml	300865	60/240
50 / 60 ml zapewniające ochronę przed światłem	centryczna	co 1 ml	300869	60/240



dicoNEX
strzykawka jednorazowego użyciu
3-częściowa, cewnikowa, sterylna
TD-41

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data 2018-02-13

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Strzykawka 3-częściowa z końcówką do cewników
- Przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- 3-częściowa strzykawka ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie
- Z dołączonymi dwoma łącznikami luer
- Wykonana z polipropylenu
- Przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- Biały transparentny tłok
- Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu
- Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- Ścięcie stożka pod kątem 45°
- Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczona na korpusie strzykawki
- Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie
- Skalowanie co 2 ml
- Bez lateksu
- Bez ftalanów
- Jednorazowego użyciu
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Typ opakowania: 1 szt./blister-pack, 25 szt./karton



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
100ML-3CZ-CEW-BL	100 ml	blister-pack	25 sztuk	4 x 25 sztuk



dicoNEX
strzykawka jednorazowego użytku
3-częściowa, cewnikowa, sterylna
TD-41

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie V

data: 2019-01-18

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Strzykawka 3-częściowa z końcówką do cewników
- Przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przezroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- Zielony kontrastujący tłok
- Z dołączonymi dwoma łącznikami luer
- Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu
- Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- Stożek cewnikowy zabezpieczony zatyczką
- Na cylindrze umieszczona nazwa strzykawki i logo producenta
- Przedłużona skala
- Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie
- Skalowanie co 1ml
- Termin ważności: 5 lat
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenna
- Bez lateksu
- Bez ftalanów
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Typ opakowania: 1 szt./blister-pack, 25 szt./karton



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
050ML-3CZ-CEW-BL	50/60 ml	blister-pack	25 szt.	16 x 25 szt.



dispoFINE

igła iniekcyjna, sterylna

TD-42

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie VII

data: 2019-10-16

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do iniekcji dożylnych, iniekcji domięśniowych, iniekcji podskórnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej
- Oślonka i nasadka wykonana z polipropylenu
- Cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia
- Końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach
- Typ szlif igły: LB/BL standard długo ścięte
- Niska siła wkłucia i przesuwu
- Powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon)
- Klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej – żywica epoksydowa)
- Nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły
- Bez lateksu, bez ftalanów
- Nietoksyczna, niepirogenna
- Sterylizowana tlenkiem etylenu
- Okres ważności 5 lat
- Opakowanie : 1 sztuka/papier/folia

**ROZMIAR I KOD**

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
IN-03X12*	0,3mm x 12mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-03X13	0,3mm x 13mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-04X19	0,4mm x 19mm	średnioszary	27	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X12	0,45mm x 12mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X16	0,45mm x 16mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-045X22	0,45mm x 22mm	brązowy	26	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X16	0,5mm x 16mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X20*	0,5mm x 20mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X25	0,5mm x 25mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-05X40	0,5mm x 40mm	pomarańczowy	25	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X25	0,6mm x 25mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X30	0,6mm x 30mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-06X40	0,6mm x 40mm	ciemnoniebieski	23	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X30	0,7mm x 30mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X40	0,7mm x 40mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-07X50*	0,7mm x 50mm	czarny	22	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X25	0,8mm x 25mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X40	0,8mm x 40mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-08X50*	0,8mm x 50mm	ciemnozielony	21	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X25	0,9mm x 25mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-09X40	0,9mm x 40mm	żółty	20	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-11X40	1,1mm x 40mm	kremowy	19	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-12X40	1,2mm x 40mm	różowy	18	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-12X50	1,2mm x 50mm	różowy	18	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-16X40	1,6mm x 40mm	biały	16	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-18X40	1,8mm x 40mm	niebiesko-szary	15	100 szt.	50 x 100 szt.
IN-21X40	2,1mm x 40mm	jasnozielony	14	100 szt.	50 x 100 szt.

* - produkt dostępny na zamówienie



easyFLOW LINE
Przedłużacz do pompy infuzyjnej,
bez ftalanów
TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

Rewizja 5

data 2021-09-16

zmiana z dnia: 2025-01-07

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób medyczny przeznaczony jest do terapii infuzyjnej, stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej, może być stosowany ze sprzętem do infuzji ciśnieniowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dren wykonany z transparentnego PVC
- Różne długości drenu do wyboru: 45 cm, 150 cm, 180 cm lub 200cm
- Dwie wartości średnicy wewnętrznej drenu – 1,24mm lub 1,8mm oraz średnicy zewnętrznej drenu – 2,4mm lub 2,8mm
- Zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- Niepirogenny, nietoksyczny
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowanie: 1 sztuka opakowanie papier -folia
- okres trwałości: 5 lat



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
P450-BF	45 cm	1,24 mm	2,4 mm	0,6 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P2000-BF	200 cm	1,24 mm	2,4 mm	2,4 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P450-CS-BF	45 cm	1,80 mm	2,8 mm	1,15 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
P1800-CS-BF	180 cm	1,80 mm	2,8 mm	4,58 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



easyFLOW LINE AMBER przedłużacz do pompy infuzyjnej, bursztynowy bez ftalanów

TD-39

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2021-09-16

zmiana: 2024-09-26

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- wyrób przeznaczony jest do terapii infuzyjnej
- stosowany w celu przedłużenia linii infuzyjnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- dren wykonany z PVC
- bursztynowe zabarwienie drenu chroni leki światłoczułe przed działaniem promieniowania UV
- długość drenu 150 cm lub 200 cm
- zakończenia typu luer-lock – męski i żeński, fabrycznie zabezpieczone koreczkami
- niepirogenny, nietoksyczny
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- termin ważności: 5 lat
- pakowanie: 1 sztuka / blister-pack



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DRENU	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA DRENU	OBJĘTOŚĆ WYPEŁNIENIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
PB1500-BF	150 cm	1,24 mm	2,4 mm	1,9 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.
PB2000-BF	200 cm	1,24 mm	2,4 mm	2,4 ml	50 x 1 szt.	24 x 50 szt.



CEWNIK FOLEY'A

dwudrożny z plastikową zastawką, lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2018-08-23

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- Wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, odpornego na załamania i skręcanie
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Silikonowana powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób zawiera lateks
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wew. folia, zew. papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	BALON	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CFNL-2D-06-03-P	270 mm	3 ml	CH 6	jasnozielony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-08-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 8	niebieski	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-10-05-P	270 mm	3-5 ml	CH 10	czarny	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-12-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 12	biały	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-14-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 14	zielony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-16-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-18-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 18	czerwony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-20-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 20	żółty	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-22-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-24-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-12-30-P	400 mm	30 ml	CH 12	biały	10 szt.	40 x 10 szt.



CEWNIK FOLEY'A
dwudrożny z plastikową zastawką,
lateks silikonowany, sterylny

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2018-08-23

zmiana z dnia: 2021-12-22

CFNL-2D-26-30-P	400 mm	30 ml	CH 26	różowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-28-30-P	400 mm	30 ml	CH 28	brązowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-30-30-P	400 mm	30 ml	CH 30	szary	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-14-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 14	zielony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-16-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-18-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 18	czerwony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-20-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 20	żółty	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-22-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-24-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-26-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 26	różowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-28-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 28	brązowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNL-2D-30-50-P	400 mm	30-50 ml	CH 30	szary	10 szt.	40 x 10 szt.



WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU z portem do pobierania próbek, sterylny

TD-27

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2016-03-21

zmiana: 2024-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do 7-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bezłateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zlokalizowany na łączniku,
- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką,
- standardowa długość drenu: 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- Tyłna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 szt.	10 x 10 szt.



CEWNIK FOLEY'A

dwudrożny z plastikową zastawką, 100% silikon, kontrast RTG, sterylny

TD-36

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data: 2020-04-20

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonany z miękkiego i elastycznego silikonu, który ogranicza reakcję alergiczną błon śluzowych i zwiększa komfort pacjenta
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego
- Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach
- Uniwersalne zakończenie cewnika pasuje do standardowych łączników w workach na mocz
- Silikonowa powierzchnia pozwala na atraumatyczne wprowadzenie cewnika
- Kontrast RTG wzdłuż całej długości drenu
- Łatwy do napełnienia i opróżnienia balon o różnych pojemnościach, odporny na rozrywanie
- Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu
- Cewnik w rozmiarze CH 6, CH 8, CH 10 posiada nylonową prowadnicę ułatwiającą cewnikowanie
- Wewnątrz opakowania osobno pakowana zatyczka
- Wyrób nie zawiera ftalanów
- Wyrób nie zawiera lateksu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	DŁUGOŚĆ	BALON	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
CFNS-2D-06-03-P	310 mm	3 ml	CH 6	różowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-08-05-P	310 mm	3-5 ml	CH 8	czarny	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-10-05-P	310 mm	3-5 ml	CH 10	szary	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-12-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 12	biały	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-14-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 14	zielony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-16-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 16	pomarańczowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-18-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 18	czerwony	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-20-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 20	żółty	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-22-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 22	fioletowy	10 szt.	40 x 10 szt.
CFNS-2D-24-10-P	400 mm	5-10 ml	CH 24	ciemnoniebieski	10 szt.	40 x 10 szt.



WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU z portem do pobierania próbek 2T, sterylny

TD-27

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 3

data: 2019-07-17

zmiana: 2024-12-03

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony do 14-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Worek o pojemności 2000ml wykonany z medycznego PVC
- Biała, tylna ścianka ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką z możliwością podwieszenia w twardej pochewce
- Komorę kroplową typu Pasteur'a tworzącą „suchą” barierę powietrzną
- Dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnątrz systemu
- Dren długości 120 cm o dużej średnicy, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym
- Samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu
- Dren wyposażony w przesuwny zacisk oraz zapinkę do stabilizacji drenu
- W miejscu połączenia drenu z komorą dodatkowy element wzmacniający zapobiegający zaginaniu i skręcaniu drenu
- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml
- Na worku nazwa producenta, miejsce do opisu danych pacjenta oraz daty
- Zintegrowany, uniwersalny wieszak pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka
- Dodatkowe mocowanie za pomocą sznurka
- Jednorazowego użytku
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WM2T2000-120	2000 ml	120 cm	5 szt.	10 x 5 szt.



WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU z portem do pobierania próbek, sterylny

TD-27

zał.nr 3 do p. 2 pp. 2.3

rewizja 4

data: 2016-03-21

zmiana: 2024-03-14

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Wyrób przeznaczony jest do 7-dniowego, pozaustrojowego zbierania moczu i innych płynów ustrojowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bezłateksovy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,40mm (podwójna ścianka)
- Samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zlokalizowany na łączniku,
- Skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna)
- Szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką
- Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką,
- standardowa długość drenu: 120cm (dostępne również długości 90, 110, 130, 150cm)
- Dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- Czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml
- Wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków
- Tyłna ścianka biała, ułatwiająca wizualną ocenę moczu
- Jednorazowego użytku
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo w opakowanie papier/folia



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	POJEMNOŚĆ	DŁUGOŚĆ DRENU	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
WMT2000-90	2000 ml	90 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-120	2000 ml	120 cm	10 szt.	10 x 10 szt.
WMT2000-150	2000 ml	150 cm	10 szt.	10 x 10 szt.

POLYSWAB KORECZEK DO DEZYNFEKCJI PORTÓW ZIELONY, 70% ALKOHOL IZOPROPYLOWY (IPA)

PRODUCENT:	POLY MEDICURE LIMITED, Indie		
ZASTOSOWANIE:	Przeznaczony do stosowania we wszystkich standardowych portach bezigłowych, jako środek dezynfekujący oraz działający jako fizyczna bariera dla skażenia bakteryjnego między dostępem do linii naczyniowej		
WŁAŚCIWOŚCI:	- umożliwia skuteczną dezynfekcję portu bezigłowego w czasie 1 minuty od aplikacji, - zapewnia aktywną dezynfekcję i ochronę portu do 7 dni, - wykonany z trwałych materiałów: HDPE (nasadka) oraz PU (wkład), - odpowiednio wyprofilowana nasadka, która umożliwia łatwą aplikację, - kompatybilny ze wszystkimi standardowymi portami bezigłowymi, - gąbka (wkład) nasączona 70% alkoholem izopropylowym, - nie zawiera PVC, - nie zawiera lateksu, - data ważności: 3 lata, - wyrób sterylny, sterylizowany promieniami gamma		
KOD i PAKOWANIE:	NR REF	RODZAJ OPAKOWANIA	
	90309	Blister 10 sztuk	25 x 10 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: POLY MEDICURE LIMITED, Indie		
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny			



dicoNEX
strzykawka jednorazowego użyciu
3-częściowa luer-lock, sterylna
TD-41

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3

wydanie IV

data 2018-12-31

zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Strzykawka 3-częściowa do infuzji podskórnych, domięśniowych i dożylnych
- Przeznaczona do pobierania, podawania leków/płynów do pacjenta oraz pobierania próbek płynów ustrojowych od pacjenta

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przeźroczysty cylinder umożliwia pełną kontrolę wizualną zawartości
- Zielony kontrastujący tłok
- Zakończenie typu luer-lock
- Uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka
- Płynny przesuw tłoka dzięki gumowemu uszczelnieniu
- Kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka
- Nazwa strzykawki oraz logo producenta umieszczone na korpusie strzykawki
- Wyraźna, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, odpowiednio:
 - co 0,1 ml dla pojemności 3 ml
 - co 0,2 ml dla pojemności 5 ml i 10 ml
 - co 0,5 ml dla pojemności 20 ml
 - co 1 ml dla pojemności 30 ml i 50/60 ml
- Jednorazowego użyciu,
- Niepirogenna, nietoksyczna
- Bez zawartości lateksu
- Bez zawartości ftalanów
- Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Pakowanie: 1 szt./blister-pack; 25/50/100 szt./kartonik



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
003ML-3CZ-LL-BL	3 ml	blister-pack	100 szt.	30 x 100 szt.
005ML-3CZ-LL-BL	5 ml	blister-pack	100 szt.	24 x 100 szt.
010ML-3CZ-LL-BL	10 ml	blister-pack	100 szt.	16 x 100 szt.
020ML-3CZ-LL-BL	20 ml	blister-pack	50 szt.	16 x 50 szt.
030ML-3CZ-LL-BL	30 ml	blister-pack	50 szt.	16 x 50 szt.
050ML-3CZ-LL-BL	50/60 ml	blister-pack	25 szt.	16 x 25 szt.

Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

WYTWÓRCA:	TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş.	
ZASTOSOWANIE:	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych (łędźwiowych)	
WŁAŚCIWOŚCI:	- Krystalicznie przezroczysta nasadka posiadająca wewnątrz powiększoną komorę zwiększającą widoczność oraz umożliwiającą szybką wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego minimalizując jego wypływ - Barwne oznaczenie nasadek oraz mandrynu - Igła oraz mandryn wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej - Nasadka igły wykonana z poliwęglanu - Uchwyt mandrynu wykonany z ABS - Przezroczysta końcówka luer-lock - Pozbawione lateksu - Sterylizowane tlenkiem etylenu - Opakowanie folia/papier - Jednorazowego użytku, - Niepirogenna, nietoksyczna	

ATRAU-COM

- Atraumatyczny, dwupłaszczyznowy szlif
- Cienkie ścianki igły
- Znikome ryzyko po punkcyjnego bólu głowy

PENCIL-POINT

- Perfekcyjnie wykonane stożkowe zakończenie igły z eliptycznym otworem bocznym umożliwia dostęp do pożądanego lokalizacji bez uszkodzenia tkanki
- Znacząco redukuje ryzyko po punkcyjnego bólu głowy

QUINCKE TIP

- Cienkościenna konstrukcja igły umożliwia szybki wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego
- Gładkie wykończenie igły zapewnia łatwość penetracji tkanek
- Dodatkowe ścięcie końcówki igły zapobiega uszkodzeniom tkanek

data opracowania: 2023.10.11

Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PROWADNICA	OPAKOWANIE
PENCIL-POINT	TSP2290	22G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSP2490	24G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPPK2590	25G	90mm / 3,5"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPPK25120	25G	120mm / 4,75"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPPK2690	26G	90mm / 3,5"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPPK2790	27G	90mm / 3,5"	22G x 34mm	1 szt.
	TSPPK27120	27G	120mm / 4,75"	22G x 34mm	1 szt.
ATRAU-COM	TSPAK2688	26G	88mm / 3,5"	20G x 34mm	1 szt.
QUINCKE	TSPQ1890	18G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ1990	19G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ2090	20G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ2190	21G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ2240	22G	40mm / 1,5"	-	1 szt.
	TSPQ2275	22G	75mm / 3"	-	1 szt.
	TSPQ2290	22G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ22120	22G	120mm / 4,75"	-	1 szt.
	TSPQ2390	23G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQ2490	24G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQK2590	25G	90mm / 3,5"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPQ25103	25G	103mm / 4"	-	1 szt.
	TSPQ25120	25G	120mm / 4,75"	-	1 szt.
	TSPQK25120	25G	120mm / 4,75"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPQ2690	26G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQK2690	26G	90mm / 3,5"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPQ26120	26G	120mm / 4,75"	-	1 szt.
	TSPQK26120	26G	120mm / 4,75"	20G x 34mm	1 szt.
	TSPQ2790	27G	90mm / 3,5"	-	1 szt.
	TSPQK2790	27G	90mm / 3,5"	22G x 34mm	1 szt.
	TSPQ27103	27G	103mm / 4"	-	1 szt.
	TSPQK27103	27G	103mm / 4"	22G x 34mm	1 szt.
	TSPQ27120	27G	120mm / 4,75"	-	1 szt.
	TSPQK27120	27G	120mm / 4,75"	22G x 34mm	1 szt.
	TSPQK2990	29G	90mm / 3,5"	22G x 34mm	1 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: TMT TIBBİ MEDİKAL MALZ. SAN. ve TİC. A. Ş.				
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny					

Na zamówienie dostępne również inne średnice i długości igieł

data opracowania: 2023.10.11



Importer:

ZARYS International Group Sp. z o. o. spółka komandytowa

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 376 07 50 -55 fax. +48 32 376 07 56

Igła typu motylek luer-lock

WYTWÓRCA:	Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd., Chiny				
ZASTOSOWANIE:	- Do podskórnych i dożylnych iniekcji - Do pobierania próbek krwi, podawania leków oraz krótkotrwałych infuzji				
WŁAŚCIWOŚCI:	- Igła wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej - Cienkie ścianki igły zapewniają dużą średnicę wewnętrzną oraz wysokie przepływy - Elastyczne skrzydełka po założeniu ułatwiają wykonanie wkłucia, po rozłożeniu zapewniają odpowiednią stabilizację motylka do skóry pacjenta - Kodowanie kolorystyczne skrzydełek umożliwia szybką identyfikację rozmiaru - Transparentny dren o długości 30cm, odporny na załamania – umożliwia wygodne i bezpieczne podawanie leków - Zakończenie drenu typu luer lock zabezpieczone koreczkiem, kompatybilne ze stożkiem strzykawki luer oraz luer lock - Jednorazowego użytku - Nie zawiera lateksu - Sterylizacja tlenkiem etylenu - Pakowanie: 1 sztuka papier/folia				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	KOLOR	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	GCH0201-18G-LL	18G (1,2 x 19 mm)	Różowy	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-19G-LL	19G (1,1 x 19 mm)	Kremowy	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-20G-LL	20G (0,9 x 19 mm)	Żółty	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-21G-LL	21G (0,8 x 19 mm)	Zielony	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-22G-LL	22G (0,7 x 19 mm)	Czarny	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-23G-LL	23G (0,6 x 19 mm)	Niebieski	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-25G-LL	25G (0,5 x 19 mm)	Pomarańczowy	100 sztuk	20 x 100 sztuk
	GCH0201-26G-LL	26G (0,45 x 19 mm)	Brązowy	100 sztuk	20 x 100 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: Jiangxi Hongda Medical Equipment Group Ltd., Chiny				
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny					



dispoSULIN
igła insulinowa do pena, sterylna
TD-42

zał. nr 3 do p. 2 pp. 2.3
wydanie I
data: 2016-04-27
zmiana z dnia: 2021-12-22

WYTWÓRCA: ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ADRES: ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Poland, tel. +48 32 271 69 91, fax. +48 32 274 72 84

ZASTOSOWANIE:

- Do iniekcji podskórnych
- Dedykowana do stosowania ze wstrzykiwaczami (penami do insuliny)

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana z polipropylenu, polietylenu oraz stali nierdzewnej
- Ostrze igły o potrójnym ścięciu pozwala na łatwe i atraumatyczne przebicie skóry
- Pokrycie igły smarem silikonowym zmniejsza opór podczas wstrzykiwania
- Cienkie ścianki igły zapewniają łatwy przepływ leku oraz właściwe tempo strumienia
- Barwiona nasadka oraz papierowa nakładka opakowania ułatwiają szybkie rozpoznanie rozmiaru igły
- Dostępna w różnych rozmiarach pozwalając na dopasowanie do indywidualnych potrzeb
- Uniwersalna, kompatybilna z wszystkimi modelami penów
- Jednorazowego użytku
- Niepirogenna
- Nie zawiera lateksu
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany tlenkiem etylenu
- Termin ważności: 5 lat
- Opakowanie handlowe: 100 sztuk



ROZMIAR I KOD

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR	KOLOR	G	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
INP-033X12	0,33 mm x 12 mm	różowy	29	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-030X08	0,30 mm x 8 mm	żółty	30	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-025X06	0,25 mm x 6 mm	fioletowy	31	100 szt.	50 x 100 szt.
INP-025X08	0,25 mm x 8 mm	niebieski	31	100 szt.	50 x 100 szt.



Jednorazowy aplikator do lidokainy



Przeznaczenie:

Do podawania lidokainy w postaci aerozolu.

Producent:

EGIS Polska Sp. z o.o.

CLEANET plus Myjka do ciała dwustronnie nasączona mydłem – ściereczka

WYTWÓRCA:	LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				
ZASTOSOWANIE:	- Do mycia ciała pacjentów w szpitalach, placówkach medycznych oraz w środowisku chorego - Higiena całego ciała oraz wrażliwych okolic				
WŁAŚCIWOŚCI:	- Prostokątna ściereczka obustronnie nasączona środkiem myjącym o naturalnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu i rumianku - Wykonana w całości z poliestru - Wyjątkowo miękka włóknina umożliwia pielęgnację miejsc intymnych - Do aktywacji mydła zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody - Rozmiar: 12 x 20 cm - Gramatura: 150g/m² - Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 - Wyrób kosmetyczny, jednorazowy - Produkt pozbawiony latexu - Na opakowaniu jednostkowym graficzna instrukcja stosowania oraz skład - Termin ważności: 5 lat od daty produkcji - Produkt należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania				
ROZMIAR I KOD:	KOD	ROZMIAR	GRAMATURA	TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE HANDLOWE
	8/ENTAS1220-0/	12 x 20 cm	150g/m ²	folia	10 szt.
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: LAYERTEX, S.L. Cami dels francesos nr 4 08338 Premia de Dalt Barcelona				

INSTRUKCJA UŻYCIA:

1. Wyjąć myjkę z opakowania.
2. Delikatnie zwilżyć myjkę wodą.
3. NIE ZANURZAĆ MYJKI CAŁKOWICIE. Może to spowodować wypłukanie substancji aktywnej.
4. Nawilżoną ściereczkę ugniatać w dłoni aż do uzyskania odpowiedniej ilości piany.
5. Gdy pojawiła się wystarczająca ilość piany, produkt jest gotowy do użycia.
6. Przyłożyć myjkę bezpośrednio do miejsca, które ma zostać umyte. Należy myć delikatnie pocierając powierzchnię ciała.
7. Umyte ciało osuszyć ręcznikiem.
8. Zużyta myjkę wyrzucić.

Resuscytator ręczny z PVC

WYTWÓRCA:	Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd., Chiny			
ZASTOSOWANIE:	- Worek samorozprężalny przeznaczony do resuscytacji oddechowej - Stosowany w celu prowadzenia wentylacji zastępczej - Umożliwia podawanie tlenu z zewnętrznego źródła gazu gwarantując wentylację wysokimi stężeniami		  	
WŁAŚCIWOŚCI:	W skład zestawu wchodzi: – resuscytator – maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem – rezerwuuar tlenu – przewód tlenowy - Worek samorozprężalny - Ergonomiczny kształt oraz porowata powierzchnia worka umożliwiającą pewny chwyt - Konstrukcja umożliwiającą zmniejszenie rozmiaru podczas przechowywania/transportu - Zastawki wykonane z silikonu - Wszystkie modele wyposażone w zawór ograniczający ciśnienie wykonany z wytrzymałego poliwęglanu - Maska anestetyczna z nadmuchiwanym kołnierzem z zaworem umożliwiającym dostosowanie stopnia wypełnienia maski do indywidualnych potrzeb pacjenta - Przeźroczyste sklepienie maski pozwala na ciągłą obserwację stanu pacjenta - Rezerwuuar tlenu wykonany z EVA i PP o pojemności 1600 ml dla rozmiarów pediatrycznych, 2000 ml dla dorosłych - Dren tlenowy o długości 210 cm wzmocniony paskami wzdłużnymi na całej długości, odporny na zagięcia - Wystandaryzowane złącze pacjenta 15F/22M - Nie zawiera lateksu - Nie zawiera ftalanów - Jednorazowego użytku - Niesterylny - Termin ważności: 3 lata - Pakowanie podwójne: 1 sztuka/folia i kartonik			
ROZMIAR I KOD:		Noworodek / Niemowlę (Neonate / Infant)	Dziecko (Child)	Dorosły (Adult)
	REF	PMRA01S (INFANT)	PMRA01M (PEDIATRIC)	PMRA01L (ADULT)
	Masa ciała	≤10 kg	10 kg ~ 33 kg	>33 kg
	Rozmiar maski *	1	2	5
	Objętość wyrzutowa	≥20 ml	≥150 ml	≥600 ml
	Objętość resuscytatora	340 ± 100 ml	500 ± 200 ml	1600 ± 200 ml
	Wymiary (dł. x śr.)	240 x 75 mm	245 x 95 mm	320 x 132 mm
	Waga resuscytatora	350 g	410 g	600 g
	Zawór ograniczający ciśnienie	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)	40 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 30-45 cm H ₂ O)	60 cm H ₂ O (zgodnie z ISO 10651-4 40-60 cm H ₂ O)

Resuscytator ręczny z PVC

	Przestrzeń martwa (zawór pacjenta)	7 ml	7ml	7 ml
	Opór wdechowy	<5 cm H2O (przy 50 L/min)		
	Opór wydechowy	<5 cm H2O (przy 50 L/min)		
	Objętość worka - rezerwuuar	1600 ml	1600 ml	2000 ml
	Złącze pacjenta	ISO 5356-1: Ø22/15 mm		
	Rekomendowane warunki użytkowania: -18°C ~ +50°C			
	Przechowywanie: -40°C ~ +60°C, 40% r.h - 95% r.h			
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	Materiałów marketingowych firmy: Ningbo Luke Medical Devices Co., Ltd., Chiny			
Materiał marketingowy przeznaczony dla osób wykonujących zawód medyczny				

* Rozmiar maski - na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany rozmiaru maski lub ilości masek w zestawie