

Produkt:

**31500-12 3M™ Bair Hugger™**

**Pooperacyjna wielodostępowa kołdra grzewcza  
na pacjenta**

Nr katalogowy 31500-12



# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu:

- Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części.
- Konstrukcja kołdry zapewnia dogodny dostęp personelu medycznego do pacjenta.
- Powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta.
- Powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej; konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii;
- Po 2 perforacje z obu stron kołdry zapewniające 6 miejsc dostępu do różnych części co ułatwia opiekę nad pacjentem – perforacje stabilizowane taśmą klejącą i ułatwiające opiekę nad pacjentem .
- 1 port do podłączenia przewodu grzewczego, w dolnej części kołdry, zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów.
- Zintegrowane klapy pod barki pacjenta przeznaczone do podłożenia pod barki pacjenta w celu jej stabilizacji i zwiększenia efektywności ogrzewania
- Nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym;
- 2 zintegrowane paski przylepne do mocowania na ciele pacjenta;
- Wykonana z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission
- Lekki materiał zmniejsza koszty utylizacji oraz sprzyja układaniu się kołdry w kształcie namiotu nad ciałem pacjenta co zwiększa efektywność ogrzewania.

## Dane techniczne:

- Materiał: polipropylen
- Czyste biologicznie
- Rozmiar: 213 x 91 cm
- Waga: 150 g
- Pakowane pojedynczo
- Opakowanie: 12 sztuk
- Opis na opakowaniu indywidualnym w języku polskim

Kołdry 3M Bair vs. inne kołdry



## Zalecenia

- Kołdra przeznaczona jest do stosowania w oddziałach pooperacyjnych, wybudzeniowych, OIOM , intensywnej opieki chirurgicznej, oparzeniowych, położniczych oraz w Pogotowiach Ratunkowych, w izbie przyjęć

Kołdra jest kompatybilna z urządzeniem 3M Bair Hugger, zgodna z instrukcją obsługi urządzenia 3M Bair Hugger model 775.