

Produkt:

**58501 3M™ Bair Hugger™**

**Kołdra grzewcza pod pacjenta – do zabiegów w pozycji  
litotomijnej**

Nr katalogowy - 58501





# KARTA PRODUKTU

## Opis produktu:

- Kołdra skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, które są połączone z sobą zapewniając równomierne rozprowadzenie ciepłego powietrza w całej kołdrze .
- Cała powierzchnia kołdry od strony pacjenta posiada drobne perforacje, przez które ciepłe powietrze wydostaje się z kołdry i równomiernie ogrzewa ciało pacjenta.
- 1 port do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów, w miejscu nieprzeszkadzającym operatorowi podczas zabiegu.
- Zintegrowane taśmy do mocowania do podpór na nogi i przylepne paski na spodzie kołdry. Dolna część kołdry posiada wycięcie, dzielące kołdrę na 2 części pod nogi pacjenta a jednocześnie zapewnia dostęp do zabiegów otrzewnowych.
- Kołdra posiada boczne perforację dzięki czemu boczne kanały grzewcze można ułożyć na ramionach pacjenta, które przechodzą przez perforacje.
- Dodatkowa folia przezroczysta w rozmiarze 61 x 61 cm służy do osłonięcia głowy zaintubowanego pacjenta i zmniejsza utratę ciepła do otoczenia.
- Kołdra posiada specjalne klapy do podłożenia pod materac na stole operacyjnym w celu jej stabilizacji.
- Unikalne otwory pozwalające na odprowadzenie z kołdry płynów irygacyjnych w czterech kierunkach
- Wykonana z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission.
- Lekki materiał zmniejsza koszty utylizacji.
- Zgodna z instrukcją obsługi urządzenia Bair Hugger model 775.

## Dane techniczne:

- Materiał: polipropylen
- Rozmiar : 188 cm x 91 cm
- Waga : 136 g
- Opakowanie zawiera 10 sztuk .

## Zalecenia

- Kołdra przeznaczona jest do stosowania na bloku operacyjnym.
- Kołdra jest kompatybilna z urządzeniem 3M Bair Hugger