



Katowice, dnia 16.10.2024r.

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA :  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **dostawa dwóch separatorów komórkowych** Nr sprawy: ZP-24-104BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 3 oraz 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.):

- zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert do dnia 21.10.2024 r. W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:
  - Strona tytułowa: Ofertę należy złożyć w terminie: 21.10.2024r. do godz. 09:00
  - Rozdział III pkt 2 SWZ: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.10.2024r. do godz. 09:00
  - Rozdział III pkt 2 pkt 1) SWZ: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2024r. o godz. 09:30 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
  - Rozdział III pkt 3 SWZ: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 19.11.2024 r

oraz

- udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1:

#### Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Pkt 1) Opierając się na powszechnie dostępnych informacjach, w których standardowa procedura MNC (ciągłe wirowanie (wysokie g) i późniejsze zbieranie komórek do komory kolekcyjnej, w której płytki krwi są elutriowane z komórek jednojądrzastych. Czujnik optyczny wykrywa, kiedy krwinki czerwone zaczynają być elutriowane, a następnie inicjuje pobieranie kożuszka leukocytarnego do worka z produktem poprzez przepłukanie komory osoczem dawcy) jest zalecana do poboru komórek PBMC (peripheral blood mononuclear cells/izolacja komórek jednojądrzastych krwi obwodowej).


Zamawiający wymaga dostawy dodatkowego talerza IDL, który wskazuje na rozwiązanie firmy Terumo, jest jednocześnie określeniem z wewnętrznej nomenklatury firmy.



## IDL Set

1. Replace line
  - Frangible connector
2. Plasma bag
3. Collection bag
  - Spike port
  - Sample bulbs
  - Sterile barrier filter
4. Connector
5. Cassette
6. AC and saline tubing
  - AC Correct Connect\* [luer](#)
  - Saline spike
  - Sterile barrier filters

7. AC check valve
8. Colored clamps
9. Diversion bag



\*Correct Connect IDL Set availability is dependent upon regulatory approval



**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL  
KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO**  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  
Katowicach

Wobec powyższego, prosimy zamawiającego o akceptację separatora ze standardowym talerzem oferującym metodę automatycznego MNC (z możliwością manualnego dostosowania procedury w celu uzyskania produktu o dużej czystości i dużej liczbie komórek jednojądrzastych) na każdym etapie procesu.

**Odpowiedź 1:**

**Zamawiający dopuszcza separator ze standardowym talerzem wirówki.**