



# Strzykawkki enteralne danumed® jednorazowe

Strzykawkki enteralne danumed®, jednorazowego użytku, z żeńskim złączem ENFit® zgodne z normą DIN EN ISO 80369-3

Do podawania żywienia dojelitowego, leków i płynów oraz do dekompresji i płukania

Szeroki zakres rozmiarów dla bezpiecznego stosowania u noworodków, dzieci i dorosłych



## KOMFORT

### Wygodna obsługa dla użytkownika

- Przezroczysty cylinder strzykawki, pozwalający zobaczyć zawartość
- Precyzyjne, czytelne i odporne na ścieranie skalowanie
- Pewny chwyt dzięki żebrowanej płytce chwytającej
- Płynny ruch tłoka
- Wyraźny ogranicznik bezpieczeństwa zapobiegający niezamierzonemu wyjęciu tłoka

## BEZPIECZEŃSTWO

### Zmaksymalizowane bezpieczeństwo dla pacjenta

- Złącze ENFit® zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjenta, zapobiegając niewłaściwemu podłączeniu z innymi systemami.
- Końcówka "low-dose" w strzykawkach o pojemności 1 ml, 3 ml i 5 ml zmniejsza objętość przestrzeni martwej i pomaga zapobiegać przedawkowaniu leków
- Wysokiej jakości biokompatybilny materiał, wolny od: lateksu, PVC, DEHP i BPA
- Sprawdzona klasyfikacja zapewniająca wysoką dokładność pomiaru




### Zatyczka do strzykawki enteralnej danumed®

Jeden rozmiar pasuje do wszystkich strzykawk: uniwersalna zatyczka na strzykawkę do wszystkich rozmiarów i wersji strzykawk enteralnych danumed®.



### Słomki do nabierania żywienia i leków danumed®

Słomka enteralna z okrągłą końcówką do bezpiecznego, czystego i precyzyjnego dozowania żywienia dojelitowego, leków i płynów. Z połączeniem ENFit®.



Dostępne w różnych rozmiarach i długościach.

Jednorazowe strzykawkki enteralne danumed® są pakowane pojedynczo, sterylnie i dostępne w standardowych rozmiarach 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml i 100 ml. Inne rozmiary są dostępne na życzenie.

Bezpieczne produkty, zgodne z normami:  
 DIN EN ISO 80369-3, DIN EN ISO 7886-1,  
 DIN EN ISO 20695

## Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe

| Kod produktu | Opis produktu  | Rozmiar | Sztuk/opakowanie | Nie zawiera LATEKSU | Nie zawiera PVC | Nie zawiera DEHP | Nie zawiera BPA |
|--------------|--|---------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DA 1021 0110 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit® | 1 ml    | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 0310 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit® | 3 ml    | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 0510 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną, z systemem low-dose i ENFit® | 5 ml    | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 0500 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®             | 5 ml    | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 1000 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®             | 10 ml   | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 2000 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®             | 20 ml   | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 6001 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką niecentryczną i systemem ENFit®          | 60 ml   | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 9900 | Strzykawki enteralne danumed® jednorazowe, z końcówką centryczną i systemem ENFit®             | 100 ml  | 25               | •                   | •               | •                | •               |

Wszystkie produkty są jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, sterylne. Inne rozmiary są dostępne na życzenie.

## Zatyczki do strzykawek enteralnych danumed®


| Kod produktu | Opis produktu   | Rozmiar/długość | Sztuk/opakowanie | Nie zawiera LATEKSU | Nie zawiera PVC | Nie zawiera DEHP | Nie zawiera BPA |
|--------------|---|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| DA 1021 0055 | Zatyczki do strzykawek enteralnych danumed®, jednorazowego użytku, ENFit® | jeden rozmiar   | 100              | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 1210 | Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®                           | 12 Fr/100 mm    | 50               | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 1215 | Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®                           | 12 Fr/150 mm    | 50               | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 1604 | Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®                           | 16 Fr/40 mm     | 50               | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 1615 | Słomki do żywienia enteralnego danumed®, ENFit®                           | 16 Fr/150 mm    | 50               | •                   | •               | •                | •               |
| DA 1021 0605 | Słomki do żywienia enteralnego danumed® do leków, ENFit®                  | 6 Fr/50 mm      | 50               | •                   | •               | •                | •               |

Wszystkie produkty są jednorazowego użytku, pakowane indywidualnie, sterylne.

## Produkty powiązane ze strzykawkami enteralnymi danumed®, jednorazowego użytku:




Zatyczka do strzykawki enteralnej danumed®



Słomka do nabierania żywienia i leków danumed®



Zestaw przedłużający danumed® do gastrostomijnej sondy niskoprofilowej danuButton®



Gastrostomijna sonda niskoprofilowa danuButton®



Dystrybutor na terenie Polski:

MADMED Sp. z o.o.

Tel. +48 698 132 870

biuro@madmed.eu | www.madmed.eu

danumed Medizintechnik GmbH –  
Indywidualne rozwiązania są  
naszym standardem.



danumed Medizintechnik GmbH • Stadthof 18 • 93059 Regensburg • Germany  
Tel + 49 (0) 941/ 890 588-80 • Fax + 49 (0) 941/ 890 588-81

info@danumed.com • www.danumed.com