

## MASKA Z NEBULIZATOREM bez ftalanów i bpa

### Pakiet 140 poz. 1-2

#### Opis produktu:

- Wykonana jest z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego PCV (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu, ftalanów, bpa
- Pacjent nie odczuwa dyskomfortu podczas terapii ze względu na anatomiczny kształt maski, wysoką plastyczność materiału maski i metalowego klipsa nosowego
- Nebulizator zapewnia dostarczenie w głąb układu oddechowego wraz z oddechem pacjenta rozdrobnionego leku w postaci aerozolu, działając bezpośrednio na zmiany chorobotwórcze. Przepływ gazu 6-8 l/min. Rozbijają cząsteczki leku do wielkości 1-3 mikrona (średnio 2,7 um)
- Występuje w rozmiarach:



Opakowanie foliowe	REF:
XL – dla dorosłych	1002XL20005S11-0
L - młodzieżowa	1002L20005S11-0
M - pediatryczna	1002M20005S11-0
S - niemowlęca	1002S20005S11-0

- Ogranicza efekty uboczne przy zastosowaniu niższych dawek leku niż w leczeniu tradycyjnym, jednocześnie zapewnia szybsze działanie
- Dren posiada wtopione podłużne paski wzmacniające powodujące, że dren nie załamuje się i nie zamyka światła przepływu tlenu; „no-crush”. (tzw. Przekrój gwiazdkowy)
- Maska posiada otwory boczne ułatwiające wydech. Dren o długości min. 200 cm
- Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa)
- Maska posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy
- Nebulizator o pojemności 6cc (6ml) skalowany co 1cc (1 ml)
- Pakowana pojedynczo, widoczną datą sterylizacji i ważności na każdym opakowaniu
- Jednorazowego użytku, sterylna (sterylizowana tlenkiem etylenu)
- Termin ważności 5 lat od daty produkcji

**Producent:** Hangzhou Rollmed Co., Ltd.

**Bezpośredni importer:** Cezetel – Poznań Sp. z o.o.